





□□ □□. □□



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



問と答

Q1: 貴社の製品はどの国で生産されていますか？

A: はい。Heymedは中国の広東省で生産されています。製品はすべて中国で生産されています。

Q2: 製品の仕様はどのくらい正確ですか？

A: はい、T/T、信用状、銀行保証書 L/C

Q3: 製品の品質をどのように保証していますか？

A: はい。製品はすべてQCで検査されます。製品はすべてQCで検査されます。製品はすべてRohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008で検査されます。

Q4: 製品の価格はいくらですか？

A: はい、100個の製品はすべてOEM/ODMで生産されます。製品の価格はすべてOEM/ODMで生産されます。

Q5: 製品の納期はどのくらい短いですか？

A: はい。製品の納期は2-4週間です。製品の納期は12週間です。製品の納期はDHL, Fedex, UPS, TNT, EMSで生産されます。

Q6: 製品の品質をどのように保証していますか？

A: はい。製品の品質はすべてQCで検査されます。製品の品質はすべてQCで検査されます。製品の品質は3rdで生産されます。製品の品質は100個8 A 10