


我们提供 Ag/AgCl 电极，用于各种生物医学应用。我们的电极具有高精度和稳定性，适用于 ECG、EEG 和 EMG 信号记录。

我们的电极采用先进的材料和技术制造，确保长期稳定性和准确性。我们提供多种尺寸和形状的电极，以满足不同的应用需求。

Dongguan Factory 是一家专业的电极制造商，提供 OEM/ODM 服务。我们拥有完善的生产流程和严格的质量控制体系，确保产品符合国际标准。





□□ □ □□ □□ :

□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□ □ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□.

- **ISO 13485** : □□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□□.
- **ISO 9001** : □□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□.
- **FDA** □□ : □ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□.
- **CE MDR** □□ : □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ EU □□ □□ □□ (MDR)□ □□□□□.

□□ □□. □□



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

FAQ

Q1 : 我 可以 拿 到 樣 品 嗎 ？

A : 可以, Heymed 可以 提供 樣 品 給 您 參考. 但是 樣 品 不 能 大批 購買. 樣 品 價格 另 議 議 價.

Q2 : 我 可以 用 什 麼 方 式 付 款 ？

A : PayPal, T/T, 匯 豐, Western Union 均 L/C.

Q3 : 我 可以 拿 到 什 麼 證 書 ？

： 可以 提供. 我 們 有 嚴 格 的 QC 檢 驗 程 序 確 保 貨 品 質 量 符 合 標 準. 我們 ROH, SGS, CE FCC, ISO9001 : 2008 等 證 書. 。

Q4 : 我 們 有 什 麼 樣 的 服 務 ？

A : 我們 有 100 個 專 業 技 術 人 員. OEM/ODM 均 可 接 洽. 我們 有 專 門 的 售 後 服 務 人 員.

Q5 : 我 們 有 什 麼 樣 的 包 裝 ？

A : 我們 有 2-4 個 包 裝 方 式 12 個 包 裝 方 式 均 可 接 洽. 我們 DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS 均 可 接 洽.

Q6 : 我 們 有 什 麼 樣 的 廠 房 ？

： 可以. 我們 Dongguan 有 專 門 的 廠 房 和 設 備 均 可 接 洽. 我們 有 專 門 的 售 後 服 務 人 員. A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebyi Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province, 。