

2.0 Elektrode Naald Draai Dual 3.5mm 4.0mm L=1.5cm Magneet Snap Witte Kabel voor Fysiotherapie

illustreren:

HEnclsvoorwaarden: FOB Shenzhen/Guangzhou/Hong Kong

Productiecapaciteit: 1.000.000 stuks per maand

Betaalmethode: T/T, Paypal, Western Union

Plaats van herkomst: Dongguan, China

Levertijd: monster levertijd is 3-7 dagen, massaproductie is ongeveer 15-20 dagen

Certificaat: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Verzending: lucht, zee of Fedex, DHL, UPS

Minimale bestelhoeveelheid: 500 STUKS

Haimed Technology Magnetic Snap Button Factory biedt hoogwaardige magnetische drukknopen. Het is niet alleen een magnetische knop. Haimed is altijd een professionele fabrikant geweest van op maat gemaakte magnetische knopdraden in China, met ondersteunende elektrode-lead-knopen, bijvoorbeeld [3,5 mm stereo-aansluiting 3-afleidingen ECG-opklikbare magnetische elektrodekabel](#), En [ECG mannelijk vastklikbaar op 2,54 mm DuPont vrouwelijke connectorkabel](#), and [20-pins connector naar vrouwelijke ECG-elektrodedraad van 4,0 mm](#), En [USB A mannelijk naar 3,5 mm 4,0 mm 5,0 mm vrouwelijke opklikbare elektrodekabel met schakelende voedingbediening](#) enz.

Productkwaliteit gegarandeerd voor meer dan 12 maanden, voldoet aan RoHS- en Reach-normen en is gecertificeerd

Haimed is geslaagd voor de ISO 13485-certificering voor kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen, ISO 9001 internationale kwaliteitsmanagementregistratie en ISO 14001 milieumanagementsysteemregistratie, en zijn producten zijn geslaagd voor UL-, CQC-, CE- en SGS-testrapporten