

Productparameters

Productnaam	2,5 mm 2p dubbele geleidende elektrode met witte niet-geweven stofelektrode-kussen Dongguan Medical Accessoire Fabrikant
Aansluiting	2,5 mm snapknop
Materiaal	Niet-geweven stof
Kleur	Wit
Toegepaste apparatuur	Ziekenhuis medisch, dysfagie machine
Functie	Medische gezondheidsdiensten, Swallow Throat Fysiotherapie
Moq	500 stcs

Vervaardigd door een professionele ISO 13485-gecertificeerde leverancier van medische accessoires in Dongguan, China, combineert deze 2,5 mm 2P dubbele geleidende elektrode precisie-engineering met patiëntcomfort. Overweeg ons voor veelzijdige alternatieven voor veelzijdige alternatieven [2,5 mm audio-aansluiting met dubbele oorklipkabel](#), met een mannelijke audioconnector van 2,5 mm en herbruikbare roestvrijstalen oorclip-elektroden-ook ISO 13485 gecertificeerd en ideaal voor tientallen, EMS, fysiotherapie en acupunctuurtoepassingen


Het witte niet-geweven stofelektrode-kussen biedt ademende, lichtgewicht prestaties en zorgt voor een sterke hechting zonder de huid te irriteren. De 2,5 mm 2-pins connector is compatibel met een breed scala van tientallen, EMS- en fysiotherapiemachines, waardoor het een veelzijdige oplossing is voor klinieken, revalidatiecentra en gebruik van persoonlijk therapie. Voor een meer compacte maar robuuste verbindingsooplossing kunt u onze ook verkennen [Dubbele rij 4-pins 2,5 mm pitch connector tot 2,0 mm elektrode-pin-kabel](#), ontworpen voor zeer nauwkeurig, duurzaam gebruik in klinische of persoonlijke therapeutische instellingen en volledig aanpasbaar.

Productfoto:





Bedrijfsinformatie. Overzicht



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

V1: Kan ik een voorbeeldorder starten voordat ik meer bestel?

A: Natuurlijk, Heymed biedt gratis monster als we voorraad hebben, moet een aangepaste monster in rekening worden gebracht. We waarderen het dat u ons om een voorbeeld vraagt om onze kwaliteit te controleren.

V2: Welke betaalmethoden accepteert u?

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union en L/C

V3: Hoe gaat het met uw fabriek met betrekking tot kwaliteitscontrole?

A: Kwaliteit is prioriteit. QC -afdeling met professionele kwaliteitsborgingspecialist hecht van groot belang aan kwaliteitscontrole vanaf het allereerste begin tot het einde. Onze fabriek heeft ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 -authenticatie verkregen. Enz

Q4: Factory? Ja! Kan ik de items aanpassen die ik leuk vind, zoals ons eigen logo afdrukken of het ontwerp wijzigen?

A: Ja, we zijn een fabriek met meer dan 100 werknemers. Wij bieden OEM/ODM -service. Neem contact met ons op of onze verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie.

V5: Levertijd en garantie? Welke verzendservice gebruikt u voor mijn producten?

A: Onze doorlooptijd is ongeveer 2-4 weken en we kunnen 12 maanden garantie bieden bij levering. We gebruiken DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als de klant.

V6: Waar bevindt uw fabriek zich? Hoe kan ik daar bezoeken?

A: Natuurlijk. We zijn meer dan blij om u te verwelkomen in Dongguan en u op onze werkplek te laten zien. Onze fabriek bevindt zich in de 3e. Vloer, gebouw A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.