

Onze 32-kanaals universele EEG-elektrodecap is ontworpen volgens het internationaal erkende 10-20 elektrode-plaatsingssysteem. Het zorgt voor precieze en stabiele opname van hersensignaal, waardoor het ideaal is voor klinische diagnostiek, cognitief onderzoek en neurofeedback -training. Gemaakt van hoogwaardige elastische stof, biedt de pet een comfortabele pasvorm voor langdurig gebruik en kan naadloos worden gekoppeld aan [Hoogwaardige EEG-looddraden](#) om de signaaltransmissie tijdens monitoringssessies te verbeteren.

Vervaardigd door een toonaangevende Leverancier en fabriek in Dongguan, China, bieden we aanpassingsopties om aan specifieke projectbehoeften te voldoen, waaronder verschillende elektrodematerialen, connectortypen en maten. Om de betrouwbaarheid van Brainwave -gegevensverzameling verder te verbeteren, kan onze cap naast elkaar worden gebruikt [Professionele medische elektrodepatches](#), zorgen voor een beter contact- en signaalhelderheid. Betrouwbare kwaliteitscontrole en snelle wereldwijde levering garanderen uitstekende gebruikerservaring en prestaties. OEM- en ODM -services zijn beschikbaar.






Certificering en naleving:

Deze kabel voldoet aan strikte normen om de hoogste kwaliteit en veiligheidsniveaus op medisch gebied te garanderen:

- **ISO 13485:** Certificering zorgt voor naleving van internationale normen voor kwaliteitsmanagementsystemen voor medische hulpmiddelen.
- **ISO 9001:** Zorg ervoor dat producten worden vervaardigd onder een geluidskwaliteitsbeheersysteem.
- **FDA goedgekeurd:** Het product is geregistreerd bij de Amerikaanse Food and Drug Administration en voldoet aan de normen voor medische hulpmiddelen.
- **CE MDR -certificering:** Voldoet aan de EU Medical Device Regulation (MDR) om de veiligheid en effectiviteit voor medisch gebruik te waarborgen.

Bedrijfsinformatie. Overzicht



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

V1: Kan ik een voorbeeldvolgorde beginnen voordat ik meer bestel?

A: Natuurlijk zal Heymed gratis monsters bieden als we ze op voorraad hebben, aangepaste monsters vereisen installatiekosten. Bedankt dat je ons om voorbeelden hebt gevraagd om onze kwaliteit te controleren.

V2: Welke betaalmethoden accepteert u?

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union en L/C

V3: Hoe doet uw fabriek in termen van kwaliteitscontrole?

Antwoord: Kwaliteit is prioriteit. De QC -afdeling met professionele kwaliteitsborgingsexperts hecht van begin tot eind groot belang aan kwaliteitscontrole. Onze fabriek heeft ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 -certificering verkregen. ENZ

Q4: Factory? Ja! Kan ik de items aanpassen die ik leuk vind, zoals het afdrukken van ons eigen logo of het wijzigen van het ontwerp?

A: Ja, we zijn een fabriek met meer dan 100 werknemers. Wij bieden OEM/ODM -services. Neem contact met ons op of onze verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie.

V5: Levertijd en garantie? Welke verzendservice gebruikt u om mijn product te verzenden?

A: Onze levertijd is ongeveer 2-4 weken en we kunnen een garantie van 12 maanden bij levering verstrekken. We gebruiken DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als klanten.

V6: Waar bevindt uw fabriek zich? Hoe kan ik daar bezoeken?

Antwoord: Natuurlijk. We zijn erg blij je te verwelkomen in Dongguan en je onze werkplek te laten zien. Onze fabriek bevindt zich in de derde. Gebouw A, nr. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Provincie Guangdong, China