

Handelsvoorwaarden: FOB Shenzhen/Guangzhou/Hongkong

Productiecapaciteit: 1.000.000 stuks per maand

Betaling: T/T, Paypal, Western Union

Plaats van herkomst: Dongguan, China

Levertijd: monsterdoorlooptijd 3-7 dagen, massaproductie is ongeveer 15-20 dagen

Certificaten: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Verzending: door de lucht, over zee of Fedex, DHL, UPS

MOQ: 500 STUKS


Functies:

1. **Hoogwaardige constructie:** Deze kabel is gemaakt van hoogwaardige materialen en zorgt voor duurzaamheid en een lange levensduur, zelfs in veeleisende medische omgevingen.
2. **Nauwkeurige signaaloverdracht:** Ontworpen om nauwkeurige en betrouwbare signaaloverdracht te leveren, waarbij de integriteit van medische gegevens behouden blijft voor nauwkeurige diagnostiek en analyse.
3. **Universele compatibiliteit:** Compatibel met een breed scala aan medische apparatuur, waaronder EEG-machines (elektro-encefalografie), ECG-monitoren (elektrocardiografie), EMG-apparaten (elektromyografie), TENS-eenheden (transcutane elektrische zenuwstimulatie) en meer.
4. **Dubbele 2,0 mm pin-elektrodeverbindingen:** Beschikt over dubbele 2,0 mm-pinconnectoren, die een veilige en stabiele verbinding met medische elektroden garanderen voor consistente en ononderbroken data-acquisitie.
5. **3,5 mm jack-interface:** Uitgerust met een standaard 3,5 mm jack-interface, waardoor naadloze connectiviteit met apparaten zoals computers, tablets, smartphones en medische opnamesystemen mogelijk is.
6. **Flexibele lengteopties:** Verkrijgbaar in verschillende lengtes voor verschillende opstellingen en configuraties, wat flexibiliteit biedt bij medische procedures en

experimenten.

7. **Makkelijk te gebruiken:** Plug-and-play-ontwerp zorgt voor probleemloze installatie en bediening, waardoor medische professionals en onderzoekers tijd en moeite besparen.
8. **Veilig en betrouwbaar:** Voldoet aan de industrienormen voor veiligheid en prestaties en biedt gemoedsrust tijdens medische procedures en patiëntbewaking.
9. **Veelzijdige toepassingen:** Geschikt voor een breed scala aan medische toepassingen, waaronder neurologische onderzoeken, hartmonitoring, beoordeling van spieractiviteit, pijnbeheersing en revalidatietherapie.
10. **Professionele kwaliteit:** Vertrouwd door medische professionals, onderzoekers, docenten en zorginstellingen over de hele wereld vanwege de kwaliteit en prestaties in klinische en onderzoeksomgevingen.

De pin-stijl elektrodekabel met 3,5 mm jack Tekeningreferentie:



Heymed Technology is een toonaangevende Chinese fabrikant voor [medische kabels](#) en accessoires, Magnetische kliksluiting [elektrode kabel](#) met een 3,5 mm audio-aansluiting, dat is niet alleen een bepaalde specificatie van de magneet-snap-leads, doet Heymed altijd het beste voor maatwerk, dat de verschillende bedradingsspecificaties, kabel, aangepaste lengte, nummer van de snap-elektrode-leads biedt.

Productkwaliteit gegarandeerd 12 maanden en RoHS en Reach-compatibel en certificering

Hemed is al gecertificeerd volgens ISO 13485 Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen, ISO 9001 Registratie voor internationaal kwaliteitsmanagement en ISO 14001 Registratie voor milieumanagementsysteem en producten is geslaagd voor UL, CQC, CE, SGS Testrapporten