

Productparameters

Productnaam	4,0 mm Medical Male Snap Silicone Shede tot 4,0 mm Medical Female Snap PVC Molding Tientallen EMS -apparaten Dongguan TENS EMS LEAD WIRE FABRIKANT
aansluiting	4,0 mm snap (mannelijk en vrouwelijk)
Kabellengte	120 cm of aangepast
Kabelkleur	zwart of aangepast
Functie	Tientallen EMS -transmissie/Massager ECG/EKG/EEG/EMG -adapterkabel
Minimale bestelhoeveelheid	500 stcs

Vervaardigd door een professionele ISO13485-gecertificeerde tientallen EMS-loodleverancier en fabriek in Dongguan, China, heeft deze aangepaste kabel een 4,0 mm medische mannelijke snap met siliconenhuls verbonden met een 4,0 mm vrouwelijke snap met duurzame PVC-vorming. Ontwikkeld voor gebruik met tientallen (transcutane elektrische zenuwstimulatie) en EMS (elektrische spierstimulatie) therapie - apparaten, deze kabel zorgt voor stabiele verbinding en hoge signaaltrade in therapeutische omgevingen.

Je zou ook onze kunnen overwegen [2,0 mm vrouwelijke elektroden tot 4,0 mm vrouwelijke snap -looddraad voor tientallen EMS -apparaten](#), die een pin -to -snap -indeling biedt met behulp van PVC of TPU met medische graden, ideaal voor systemen die verbinding vereisen met standaard pin -type apparaatuitgangen

De biocompatibele siliconenhuls biedt flexibiliteit en comfort tijdens uitgebreid gebruik, terwijl het PVC -gemaakte vrouwelijke Snap -uiteinde zorgt voor een veilige pasvorm met de meeste elektrodekussens. Ideaal voor OEM/ODM -aanpassing, deze kabel ondersteunt verschillende draadlengtes, snapafstand en leadconfiguraties.


Als alternatief, bekijk onze [Aangepaste plastic lemo -plug naar 4 leads 4,0 mm elektrode vrouwelijke snapkabel](#), met een Lemo-compatibele plug aan één uiteinde en vier 4,0 mm vrouwelijke SNAP-connectoren-ontworpen voor meerdere soepels zoals TENS, EMS, ECG en EMG SYSTEMEN

Productfoto's:





Bedrijfsinformatie. Overzicht



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

V1: Kan ik een voorbeeldvolgorde beginnen voordat ik meer bestel?

A: Natuurlijk biedt Heymed gratis monsters als we ze op voorraad hebben, aangepaste monsters vereisen installatiekosten. Bedankt dat je ons om voorbeelden hebt gevraagd om onze kwaliteit te controleren.

V2: Welke betaalmethoden accepteert u?

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union en L/C

V3: Hoe doet uw fabriek in termen van kwaliteitscontrole?

Antwoord: Kwaliteit is prioriteit. De QC -afdeling met professionele kwaliteitsborgingsexperts hecht van groot belang aan kwaliteitscontrole van het begin tot het einde. Onze fabriek heeft ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 -certificering verkregen. ENZ

Q4: Factory? Ja! Kan ik de items aanpassen die ik leuk vind, zoals het afdrukken van ons eigen logo of het wijzigen van het ontwerp?

A: Ja, we zijn een fabriek met meer dan 100 werknemers. Wij bieden OEM/ODM -services. Neem contact met ons op of onze verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie.

V5: Levertijd en garantie? Welke verzendservice gebruikt u om mijn product te verzenden?

A: Onze levertijd is ongeveer 2-4 weken en we kunnen een garantie van 12 maanden van levering verstrekken. We gebruiken DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als klanten.

V6: Waar bevindt uw fabriek zich? Hoe kan ik daar bezoeken?

Antwoord: Natuurlijk. We zijn erg blij je te verwelkomen in Dongguan en je onze werkplek te laten zien. Onze fabriek bevindt zich in de derde. Gebouw A, nr. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Provincie Guangdong, China