

Productparameters

Productnaam	6 -pin din mannelijke Aansluiting om draad te openen voor fysiotherapiemachine Dongguan ISO13485-gecertificeerde medische kabelleverancier
Connector	6 -pin din mannelijke connector
Kabellengte	50 cm of aangepast
Kabelkleur	Wit zwart of aangepast
Functie	Tientallen EMS -transmissie/Massager ECG/EKG/EEG/EMG -adapterkabel
Moq	500 stcs


Vervaardigd door een professionele ISO13485-gecertificeerde medische kabelfabriek in Dongguan, China, deze 6-pin din mannelijke connector voor open draadkabel biedt prestaties met een hoge betrouwbaarheid voor fysiotherapiemachines, revalidatie-apparaten en neuromusculaire stimulatieapparatuur.

Als voorbeeld van ons assortiment, zie onze [Aangepaste 6,35 mm audio mannelijke plug naar dubbele 3,5 mm vrouwelijke Snap -connectorkabel met 2 leads](#)—Een hoogwaardige therapiekabel geproduceerd door onze Dongguan ISO13485-gecertificeerde fabriek voor tientallen/EMS-toepassingen.

De precisie-ontworpen din-mannelijke plug zorgt voor veilig elektrisch contact, terwijl het open draaduiteinde veelzijdige verbindingen en eenvoudige aanpassing mogelijk maakt. Met behulp van PVC of siliconen isolatie van medische kwaliteit, biedt de kabel duurzaamheid, biocompatibiliteit en superieure flexibiliteit, ideaal voor frequent klinisch gebruik.


Als een vertrouwde Dongguan Medical Cable Leverancier en Plant bieden we aangepaste oplossingen, waaronder kabellengte, draadmeter en connectorconfiguraties, die voldoen aan verschillende OEM- en ODM -vereisten voor fysiotherapie en revalidatietoepassingen. We produceren bijvoorbeeld ook de [4-pins L-vormige metalen Lemo-plug tot 316 roestvrijstalen connectorthrapiekabel](#), volledig aanpasbaar en gecertificeerd onder ISO 13485, op maat gemaakt voor therapie -apparaten zoals TENS, EMS en bio -elektrische stimulatiesystemen.

Productfoto:





Bedrijfsinformatie. Overzicht



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

FAQ

V1: Kan ik een voorbeeldorder starten voordat ik meer bestel?

A: Natuurlijk, Heymed biedt gratis monster als we voorraad hebben, moet een aangepaste monster in rekening worden gebracht. We waarderen het dat u ons om een voorbeeld vraagt om onze kwaliteit te controleren.

V2: Welke betaalmethoden accepteert u?

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union en L/C

V3: Hoe gaat het met uw fabriek met betrekking tot kwaliteitscontrole?

A: Kwaliteit is prioriteit. QC -afdeling met professionele kwaliteitsborgingspecialist hecht van groot belang aan kwaliteitscontrole vanaf het allereerste begin tot het einde. Onze fabriek heeft ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 -authenticatie verkregen. Enz

Q4: Factory? Ja! Kan ik de items aanpassen die ik leuk vind, zoals ons eigen logo afdrukken of het ontwerp wijzigen?

A: Ja, we zijn een fabriek met meer dan 100 werknemers. Wij bieden OEM/ODM -service. Neem contact met ons op of onze verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie.

V5: Levertijd en garantie? Welke verzendservice gebruikt u voor mijn producten?

A: Onze doorlooptijd is ongeveer 2-4 weken en we kunnen 12 maanden garantie bieden bij levering. We gebruiken DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als de klant.

V6: Waar bevindt uw fabriek zich? Hoe kan ik daar bezoeken?

A: Natuurlijk. We zijn meer dan blij om u te verwelkomen in Dongguan en u op onze werkplek te laten zien. Onze fabriek bevindt zich in de 3e. Vloer, gebouw A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.