

Handelsvoorwaarden: FOB Shenzhen/Guangzhou/Hongkong

Productiecapaciteit: 1.000.000 stuks per maand

Betaling: T/T, Paypal, Western Union

Plaats van herkomst: Dongguan, China

Levertijd: monsterdoorlooptijd 3-7 dagen, massaproductie is ongeveer 15-20 dagen

Certificaten: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Verzending: door de lucht, over zee of Fedex, DHL, UPS

MOQ: 500 STUKS

Functies:

Heymed Redel kunststof 6-pins connector naar 6-pins [lemo-aansluitkabel](#) is gemaakt van flexibele TPU-materialen van medische kwaliteit, met duurzame en stabiele veiligheidsprestaties voor medische apparatuur.

Heymed is een Chinese 6-pins lemo-kabelfabriek, met meer dan 10 jaar ervaring in op maat gemaakte medische kabels, behalve de mannelijk naar mannelijke 6-pins lemo-medische kabel. Er zijn meer opties die vanuit Heymed kunnen worden aangepast.

Bijvoorbeeld: [Lemo naar RJ50 medische kabel](#), [6-pins lemo naar magnetische ecg-snapelektrodekabel](#)



Meer op maat gemaakte producten, neem contact op met ons verkoopteam!



FAQ

Vraag 1: Kan ik een voorbeeldbestelling starten voordat ik er meer bestel?

A: Zeker, Heymed biedt een gratis monster als we voorraad hebben, voor een aangepast monster moeten instelkosten in rekening worden gebracht. Wij stellen het op prijs dat u ons om een monster vraagt om onze kwaliteit te controleren.

Vraag 2: Welke betaalmethoden accepteert u?

A: PayPal, T/T, Bankoverschrijving, Western Union en L/C

Vraag 3: Hoe doet uw fabriek het met betrekking tot kwaliteitscontrole?

A: Kwaliteit heeft prioriteit. De QC-afdeling met een professionele specialist op het gebied van kwaliteitsborging hecht van begin tot eind groot belang aan kwaliteitscontrole. Onze fabriek heeft Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008-authenticatie verkregen. Enz

Vraag 4: Fabriek? Ja! Kan ik de items die ik leuk vind aanpassen, zoals ons eigen logo afdrukken of het ontwerp aanpassen?

A: Ja, we zijn een fabriek met meer dan 100 werknemers. Wij bieden OEM/ODM-service. Neem voor meer informatie contact met ons of onze verkoopvertegenwoordiger op.

Q5: Levertijd en garantie? Welke verzendservice gaat u gebruiken voor mijn producten?

A: Onze levertijd bedraagt ongeveer 2-4 weken en we kunnen 12 maanden garantie vanaf levering bieden. We gebruiken DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS als klant.

Vraag 6: Waar bevindt uw fabriek zich? Hoe kan ik daar bezoeken?

EEN: Zeker. Wij heten u graag welkom in Dongguan en leiden u rond in onze werkplaats.