

## Productparameters

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| productnaam | L-vormige banaanstekker naar 4,0 mm medische elektrode Snap-kabelkabel |
| Verbinder   | 3,5 mm/4,0 mm vrouwelijke snap-naar-banaanstekker                      |
| Kabellengte | 30cm of aangepast                                                      |
| Kabel kleur | Zwart of aangepast                                                     |
| Functie     | TENS EMS-transmissie/stimulator ECG/EKG/EEG/EMG-adapterkabel           |
| MOQ         | 100st                                                                  |

Als fabrikant van ISO13485-certificering van medische apparatuurbeheersystemen hebben we vele jaren ervaring in het produceren [ECG ECG EEG EMG-kabels](#) en andere .

[Deze antistatische banaanstekker naar ECG-snap medische kabel bestaat uit een elleboog-banaanstekker en een 4,0 mm ecg vrouwelijke drukknop, kan worden gebruikt voor EEG ECG-machines. Bovendien ondersteunen we OEM ODM-services voor al onze kabelproducten met afgeschermd draad van medische kwaliteit \(TPU-materiaal\), zoals \[Elektrode Female Snap to Banana Plug Male ECG-kabel\]\(#\) .](#)

Ondertussen hebben we tientallen jaren ervaring met draadaanpassing [Multi-leads EEG ECG-bewakingselektrodekabel](#) en hebben voldoende kabelervaring op maat om te voldoen aan de aanpassingsbehoeften van onze klanten.

## Productfoto:











[Bedrijfsinfo. Overzicht](#)



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer  
of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10 years  
of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved  
manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,  
medical cables and chargers with good quality and best price.



## **FAQ**

**Vraag 1: Kan ik een voorbeeldbestelling starten voordat ik meer bestel?**

**A: Natuurlijk, Heymed biedt een gratis monster als we voorraad hebben, op maat gemaakte monsters moeten instelkosten in rekening worden gebracht. We stellen het op prijs dat u ons om een monster vraagt om onze kwaliteit te controleren.**

**Vraag 2: Welke betaalmethoden accepteert u?**

**A: PayPal, T/T, bankoverschrijving, Western Union en L/C**

**Vraag 3: Hoe gaat het met uw fabriek met betrekking tot kwaliteitscontrole?**

**A: Kwaliteit staat voorop. QC-afdeling met professionele kwaliteitsborgingsspecialist hecht vanaf het allereerste begin tot het einde veel belang aan kwaliteitscontrole. Onze fabriek heeft Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008-authenticatie verkregen. Enz**

**Q4: Fabriek? Ja! Kan ik de items die ik leuk vind aanpassen, zoals ons eigen logo printen of het ontwerp aanpassen?**

**A: Ja, we zijn een fabriek met meer dan 100 werknemers. Wij bieden OEM/ODM-service. Neem voor meer informatie contact met ons of onze verkoopvertegenwoordiger op.**

**Q5: Levertijd en garantie? Welke verzendservice gebruiken jullie voor mijn producten?**

**A: Onze doorlooptijd is ongeveer 2-4 weken en we kunnen 12 maanden garantie bieden vanaf levering. We gebruiken DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS als klant.**

**Q6: Waar is uw fabriek gevestigd? Hoe kan ik daar bezoeken?**

**EEN: Zeker. We heten u graag welkom in Dongguan en leiden u graag rond in onze werkplaats. Onze fabriek is gevestigd in de 3e. Verdieping, Gebouw A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.**