

Deze ABS AG/AGCL 12-CLAW elektro-encefalogram-elektrode is speciaal ontworpen voor nauwkeurige en herhaalbare biologische signaaldetectie, met name EEG (elektro-encefalogram) monitoring. De 12-klauwstructuur maakt zelfs drukverdeling en beveiligd contact met de hoofdhuid mogelijk, waardoor de signaalhelderheid wordt verbeterd, terwijl bewegingsartefacten worden geminimaliseerd-Features ook gedeeld door onze [EEG-elektrode-arrays met hoge dichtheid](#) , die zijn geoptimaliseerd voor neurale signaalverwerking met hoge resolutie in onderzoeksinstellingen.

Gebouwd met hoogwaardige ABS-plastic voor duurzaamheid en comfort, is het contactoppervlak bedekt met zilver/zilverchloride (Ag/AgCl) voor uitstekende biocompatibiliteit en signaaloverdracht, vergelijkbaar met onze [Draagbare droge EEG -elektroden](#) die flexibiliteit combineren met stabiele prestaties voor langdurige monitoring in klinische en draagbare toepassingen.

Het wordt veel gebruikt in neurowetenschappelijke onderzoek, hersen-computer-interface-systemen, klinische EEG-apparaten en draagbare biosensorontwikkeling. Onze in Dongguan gebaseerde fabriek biedt volledige OEM/ODM-ondersteuning, inclusief aangepaste ontwerpen, kabelassemblages en private labeling.





### **Certificering en naleving:**

Deze kabel voldoet aan strikte normen om de hoogste kwaliteit en veiligheidsniveaus op medisch gebied te garanderen:

- **ISO 13485:** Certificering zorgt voor naleving van internationale normen voor kwaliteitsmanagementsystemen voor medische hulpmiddelen.
- **ISO 9001:** Zorg ervoor dat producten worden vervaardigd onder een geluidskwaliteitsbeheersysteem.
- **FDA goedgekeurd:** Het product is geregistreerd bij de Amerikaanse Food and Drug Administration en voldoet aan de normen voor medische hulpmiddelen.
- **CE MDR -certificering:** Voldoet aan de EU Medical Device Regulation (MDR) om de veiligheid en effectiviteit voor medisch gebruik te waarborgen.

## **Bedrijfsinformatie. Overzicht**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10 years  
of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved  
manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



# FAQ

## **V1: Kan ik een voorbeeldvolgorde beginnen voordat ik meer bestel?**

A: Natuurlijk zal Heymed gratis monsters bieden als we ze op voorraad hebben, aangepaste monsters vereisen installatiekosten. Bedankt dat je ons om voorbeelden hebt gevraagd om onze kwaliteit te controleren.

## **V2: Welke betaalmethoden accepteert u?**

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union en L/C

## **V3: Hoe doet uw fabriek in termen van kwaliteitscontrole?**

Antwoord: Kwaliteit is prioriteit. De QC -afdeling met professionele kwaliteitsborgingsexperts hecht van begin tot eind groot belang aan kwaliteitscontrole. Onze fabriek heeft ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 -certificering verkregen. ENZ

## **Q4: Factory? Ja! Kan ik de items aanpassen die ik leuk vind, zoals het afdrukken van ons eigen logo of het wijzigen van het ontwerp?**

A: Ja, we zijn een fabriek met meer dan 100 werknemers. Wij bieden OEM/ODM -services. Neem contact met ons op of onze verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie.

## **V5: Levertijd en garantie? Welke verzendservice gebruikt u om mijn product te verzenden?**

A: Onze levertijd is ongeveer 2-4 weken en we kunnen een garantie van 12 maanden bij levering verstrekken. We gebruiken DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als klanten.

## **V6: Waar bevindt uw fabriek zich? Hoe kan ik daar bezoeken?**

Antwoord: Natuurlijk. We zijn erg blij je te verwelkomen in Dongguan en je onze werkplek te laten zien. Onze fabriek bevindt zich in de derde. Gebouw A, nr. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Provincie Guangdong, China