

3,5 mm audio mannelijke kabel siliconen oorbel naar 4,0
vrouwelijke snap tientallen elektrodenkabel voor
gegevensoverdrachttaak van het fysiotherapieapparaat

Productfoto :





Heymed Technology Testsnoeren Elektrode drukknopfabriek biedt hoge kwaliteit .

Heymed altijd als een professionele fabrikant van op maat gemaakte magnetische knopdraden in China, met ondersteunende elektrode-lead-knoppen, zoals [Rechte hoek 3,5 mm stereo audio-aansluiting naar 3 kabels 2,5 mm Ecg drukknop ECG EEG-elektrodekabel](#) Tientallen elektrodendraad DC 2,35 mm mannelijk naar dubbele 3,5 mm 4,0 mm Ecg-klikkabel en [6,35 MM TRS 1/4 audio-aansluiting naar dubbele 4,0 MM vrouwelijke ECG Snap Shiedling draad tientallen kabel](#) enz.

Heymed-ondersteuning bij het op maat maken van verschillende kleuren, connectoren, materialen enzovoort. Als u vragen heeft of meer informatie nodig heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Productkwaliteit gegarandeerd voor meer dan 12 maanden, voldoet aan RoHS- en Reach-normen en is gecertificeerd

Heymed is geslaagd voor de ISO 13485-certificering voor kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen, ISO 9001 internationale kwaliteitsmanagementregistratie en ISO 14001 milieumanagementsysteemregistratie, en zijn producten zijn geslaagd voor de UL-, CQC-, CE- en SGS-test.