

Productparameters

Productnaam	Gesomiseerde 6 -pin mannelijke Aansluiting met 5 leads 2,0 mm elektrode pin ECG -kabel voor fysiotherapiemachine Dongguan Medical Cable Leverancier
Connector	6 -pin din mannelijke connector
Kabellengte	50 cm of aangepast
Kabelkleur	Wit zwart of aangepast
Functie	Tientallen EMS -transmissie/Massager ECG/EKG/EEG/EMG -adapterkabel
Moq	500 stcs

Vervaardigd door een professionele ISO13485-gecertificeerde medische kabelleverancier in Dongguan, China, deze 6-pins mannelijke connector tot 5 leads 2,0 mm elektrode Pin ECG-kabel is ontworpen voor betrouwbare prestaties in fysiotherapie, revalidatie en elektrotherapietoepassingen.

De precisie ontworpen 6-pins mannelijke connector zorgt voor stabiel elektrisch contact met therapiemachines, terwijl de 5 lood draden eindigen in standaard 2,0 mm elektrodepennen, waardoor snelle en veilige bevestiging aan elektrodekussens is. Met behulp van PVC of siliconen isolatie van medische kwaliteit, levert de kabel een uitstekende flexibiliteit, biocompatibiliteit en lange levensduur. Voor gerelateerde oplossingen kunt u ook onze [DB15 vrouwelijke plug tot 4,0 mm elektrodekabel](#) Ontworpen voor multi-lead therapie-verbindingen.

Belangrijkste voordelen zijn onder meer:

- **Stabiele signaaltransmissie:** Geleidingsmaterialen van hoge kwaliteit verminderen ruis en signaalverlies.
- **Veiligheid van medische kwaliteit:** Isolatiematerialen voldoen aan internationale biocompatibiliteitsnormen.
- **Veelzijdige toepassingen:** Compatibel met ECG -monitoring, revalidatieapparaten en fysiotherapieapparatuur.
- **OEM & ODM -ondersteuning:** Connectortypen, kabellengtes en kleuren kunnen worden aangepast volgens de eisen van de klant.

Als een vertrouwde fabrikant van medische kabel van Dongguan bieden we niet alleen ECG -kabels, maar ook een breed scala van [tvns oorclip elektroden](#) en therapie -accessoires om aan verschillende klinische en therapeutische behoeften te voldoen.

Productfoto:





Bedrijfsinformatie. Overzicht



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

V1: Kan ik een voorbeeldorder starten voordat ik meer bestel?

A: Natuurlijk, Heymed biedt gratis monster als we voorraad hebben, moet een aangepaste monster in rekening worden gebracht. We waarderen het dat u ons om een voorbeeld vraagt om onze kwaliteit te controleren.

V2: Welke betaalmethoden accepteert u?

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union en L/C

V3: Hoe gaat het met uw fabriek met betrekking tot kwaliteitscontrole?

A: Kwaliteit is prioriteit. QC -afdeling met professionele kwaliteitsborgingspecialist hecht van groot belang aan kwaliteitscontrole vanaf het allereerste begin tot het einde. Onze fabriek heeft ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 -authenticatie verkregen. Enz

Q4: Factory? Ja! Kan ik de items aanpassen die ik leuk vind, zoals ons eigen logo afdrukken of het ontwerp wijzigen?

A: Ja, we zijn een fabriek met meer dan 100 werknemers. Wij bieden OEM/ODM -service. Neem contact met ons op of onze verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie.

V5: Levertijd en garantie? Welke verzendservice gebruikt u voor mijn producten?

A: Onze doorlooptijd is ongeveer 2-4 weken en we kunnen 12 maanden garantie bieden bij levering. We gebruiken DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als de klant.

V6: Waar bevindt uw fabriek zich? Hoe kan ik daar bezoeken?

A: Natuurlijk. We zijn meer dan blij om u te verwelkomen in Dongguan en u op onze werkplek te laten zien. Onze fabriek bevindt zich in de 3e. Vloer, gebouw A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.