

Productnaam	Aangepaste 3,5 mm audio -aansluiting naar bloedzuurstofsensor Clipkabel Fabrikant van Dongguan Medical Cable
sollicitatie	Stimulatiemachine, fysiotherapietool
lengte	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm of aangepast
kleur	Zwart, grijs, wit, zwart en op maat
Geleidingsmateriaal	Ingeblikt koper
inpakken	Afzonderlijk verpakt


Vervaardigd door een ISO13485 -gecertificeerde medische kabelleverancier en fabriek in Dongguan, China, wordt deze 3,5 mm audio -aansluiting naar bloedioxygenclipkabel ontworpen voor betrouwbare signaalprestaties in oximetrie en patiëntbewakingstoepassingen. De kabel maakt gebruik van biocompatibele TPU- of PVC -jas om te zorgen voor flexibiliteit, veiligheid en comfort voor klinisch of persoonlijk gezondheidsgebruik.

- **90 ° Rechthoek 3,5 mm audio-aansluiting tot 4,0 mm elektrode ECG Snap Cable** -Deze compacte kabel in elleboogstijl heeft een audio-aansluiting van 3,5 mm aan de rechterkant aan de ene kant en een 4,0 mm ECG Snap-connector aan de andere kant. Het is CE, ROHS, FCC-gecertificeerd, aanpasbaar in 30 cm lengte en kleur-perfect voor strakke ruimtes of stressvrije verbindingen in therapie of bewakingsapparatuur
- **Zelfverstromende metallemo -connector 6 -pin naar DB9 Spo₂ Sensor Extension Cable** - Deze zware extensiekabel voor medische maten heeft een zelfverblindende metalen Lemo -connector naar DB9 -interface, aanpasbare lengte en kleur van medische gras

De Blood Oxygen Clip (vinger- of oorsensor) is beschikbaar in volwassen, pediatrische of neonatale maten en ondersteunt zowel herbruikbare als wegwerpopties. De 3,5 mm -connector is compatibel met veel draagbare pulsoximeters, draagbare gezondheidsmonitors en medische diagnostische apparaten.

Ideaal voor OEM/ODM -oplossingen kan deze kabel volledig worden aangepast in termen van lengte-, kleur- en connectortypen. Gesteund door jarenlange ervaring als een medische kabelplant en verkoper in Dongguan, zorgen we voor een hoogwaardige productie, snelle doorlooptijden en wereldwijde B2B-ondersteuning.





Certificering en naleving:

De kabel voldoet aan strikte normen om het hoogste niveau van kwaliteit en veiligheid op medisch gebied te garanderen:

- **ISO 13485:** Certificering zorgt voor naleving van internationale normen van kwaliteitsmanagementsystemen voor medische apparatuur.
- **ISO 9001:** Zorg ervoor dat het product wordt vervaardigd onder een geluidskwaliteitsbeheersysteem.
- **FDA -goedkeuring:** Het product is geregistreerd bij de Amerikaanse Food and Drug Administration en voldoet aan de normen voor medische hulpmiddelen.
- **CE MDR -certificering:** Volgen aan de EU Medical Equipment Regulation (MDR) om de veiligheid en effectiviteit van medisch gebruik te waarborgen.

Bedrijfsinformatie. Overzicht



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

V1: Kan ik een voorbeeldvolgorde beginnen voordat ik meer bestel?

A: Natuurlijk zal Heymed gratis monsters bieden, en als we voorraad hebben, vereisen aangepaste monsters installatiekosten. Bedankt dat je ons hebt gevraagd om onze kwaliteit voor voorbeelden te controleren.

V2: Welke betaalmethoden accepteert u?

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union en L/C

Vraag 3: Hoe gaat het met uw fabriek in kwaliteitscontrole?

Antwoord: Kwaliteit heeft de voorkeur. De QC -afdeling met professionele kwaliteitsborgingsexperts hecht van begin tot eind groot belang aan kwaliteitscontrole. Onze fabriek is gecertificeerd door ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ENZ

Vraag 4: Factory? Ja! Kan ik mijn favoriete items aanpassen, zoals het afdrukken van mijn eigen logo of het wijzigen van mijn ontwerp?

A: Ja, we zijn een fabriek met meer dan 100 werknemers. Wij bieden OEM/ODM -services. Neem contact met ons op of onze verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie.

Vraag 5: Levertijd en garantie? Welke transportdiensten gebruikt u om mijn producten te verzenden?

A: Onze levertijd is ongeveer 2-4 weken en we kunnen een leveringsgarantie van 12 maanden bieden. We gebruiken DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als klanten.

Vraag 6: Waar is uw fabriek? Hoe moet ik bezoeken?

Antwoord: Natuurlijk. We zijn verheugd u te verwelkomen in Dongguan en u onze werkplek te laten zien. Onze fabriek bevindt zich in de derde. Een gebouw A, nr. 8, gelegen in Kangyang 1st Street, Shebei Village, Dongguacheng, provincie Guangdong, China