

Productparameters:

Productnaam	Aangepaste 10 -pin pogo pin magnetische aansluiting naart 10 leads 4,0 mm vrouwelijke snap ECG -kabel
connector	3,5 mm/4,0 mm vrouwelijke en pogo pin mannelijk
Kabellengte	80 cm of aangepast
Kabelkleur	Wit, grijs, zwart of aangepast
Functie	Tientallen EMS -transmissie/Massager ECG/EKG/EEG/EMG -adapterkabel
Minimale bestelhoeveelheid	500 stcs

Vervaardigd door een professionele ISO 13485-gecertificeerde medische kabelleverancier in Dongguan, China, combineert deze ECG-kabel precisie-engineering met robuuste prestaties. Het magnetische connectorontwerp van POGO PIN zorgt voor veilig contact, lage weerstand en consistente elektrische transmissie, waardoor signaalverlies tijdens het monitoren wordt verminderd.

De 4,0 mm vrouwelijke SNAP -leads zijn compatibel met meerdere elektrodekussens, waardoor veelzijdigheid over een breed scala aan ECG en diagnostische apparatuur wordt gewaarborgd. PVC of siliconenisolatie van medische kwaliteit biedt flexibiliteit en biocompatibiliteit, waardoor veilig en comfortabel gebruik wordt gewaarborgd tijdens langdurige patiëntenbewaking. Zie onze voor multi-patiënt of multi-channel setups [Multi -leads EEG ECG -monitoringelektrodekabel](#)

Op zoek naar andere compatibele medische kabels? Controleer onze [9PIN Magnetische veerbelaste connector tot 2,0 mm ronde ringterminal met 5 looddraad](#) Voor meer opties.

Functies:

- Productnaam: 4PIN POGO PIN TOT 4,0 mm Elektrode Vrouw Snap 3 Leads Draad ECG -kabel
- Connector 1: 4pin pogo pin mannelijke connector
- Connector 2: 4,0 mm ECG Snap
- Kabelkleur: zwart, wit, grijs
- Snap schimmelinspuitkleur: rood, blauw, groen, wit.
- Heymed gelegen in Dongguan, [ISO 13485 & ISO 9001 Certified Custom Cable Assembly](#), We kunnen ECG SNAP -kabel, Negatieve -plaat en andere kabelassemblages produceren, klik dan op [Dongguan ECG Medical Cable Leverancier](#) to Meer informatie.

Productfoto's:





Bedrijfsinformatie. Overzicht



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

V1: Kan ik een voorbeeldvolgorde beginnen voordat ik meer bestel?

A: Natuurlijk biedt Heymed gratis monsters als we ze op voorraad hebben, aangepaste monsters vereisen installatiekosten. Bedankt dat je ons om voorbeelden hebt gevraagd om onze kwaliteit te controleren.

V2: Welke betaalmethoden accepteert u?

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union en L/C

V3: Hoe doet uw fabriek in termen van kwaliteitscontrole?

Antwoord: Kwaliteit is prioriteit. De QC -afdeling met professionele kwaliteitsborgingsexperts hecht van groot belang aan kwaliteitscontrole van het begin tot het einde. Onze fabriek heeft ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 -certificering verkregen. ENZ

Q4: Factory? Ja! Kan ik de items aanpassen die ik leuk vind, zoals het afdrukken van ons eigen logo of het wijzigen van het ontwerp?

A: Ja, we zijn een fabriek met meer dan 100 werknemers. Wij bieden OEM/ODM -services. Neem contact met ons op of onze verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie.

V5: Levertijd en garantie? Welke verzendservice gebruikt u om mijn product te verzenden?

A: Onze levertijd is ongeveer 2-4 weken en we kunnen een garantie van 12 maanden van levering verstrekken. We gebruiken DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als klanten.

V6: Waar bevindt uw fabriek zich? Hoe kan ik daar bezoeken?

Antwoord: Natuurlijk. We zijn erg blij je te verwelkomen in Dongguan en je onze werkplek te laten zien. Onze fabriek bevindt zich in de derde. Gebouw A, nr. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Provincie Guangdong, China