

Productparameters

Productnaam	Aangepaste 2 -pins Lemo -plug tot 2,0 mm elektrode -pin -kabel met 2 lood draden Dongguan ISO13485 Fabrikant van medische kabel
Aansluiting	Plastic Lemo -connector, 2,0 mm elektrodepen
Kabellengte	1m of aangepast
Kabelkleur	Zwart of aangepast
Toegepaste apparatuur	EEG, ECG, EMG
Functie	Overdrachtssignaal
Moq	100 -stcs

Vervaardigd door een ISO13485 -gecertificeerde medische kabelleverancier in Dongguan, China, is deze op maat gemaakte 2pin Lemo -plastic plug naar dubbele 2,0 mm elektrode -pin -kabel ontworpen voor precieze en veilige signaalafgifte in therapeutische en diagnostische apparaten zoals TENS, EMS, ECG en EMG -systemen.

De LEMO-compatibele plastic connector zorgt voor een betrouwbare pasvorm met standaard medische apparatuur, terwijl de dubbele 2,0 mm elektrode-pin-terminals een brede compatibiliteit bieden met elektrodekussens. Gemaakt met flexibele TPU of duurzame PVC, biedt de kabel een uitstekende treksterkte en patiëntcomfort.

Voor gebruikers die audio-jack-stijl connectiviteit nodig hebben, onze [DC2.35 mm mannelijke plug naar dubbele 3,5 mm elektrode vrouwelijke snapkabel](#) Biedt een compacte en efficiënte oplossing voor tientallen/EMS -apparaten, beschikbaar in een standaardlengte van 30 cm met aangepaste opties

Wilt u integreren met moderne USB -C -apparaten? We bieden ook een [USB - C mannelijk tot 4,0 mm vrouwelijke snap -elektrodekabel met siliconen earhook](#), met een veilige siliconen earhook en duurzame constructie - ideaal voor ECG/EMG -monitoringopstellingen

Of u nu 'gevestigde opties selecteert of volledig aangepaste assemblages planning selecteert, onze Dongguan -fabriek levert consistente kwaliteit en prestaties die worden ondersteund door ISO13485 -certificering.

.

Productfoto:





Bedrijfsinformatie. Overzicht



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

FAQ

V1: Kan ik een voorbeeldorder starten voordat ik meer bestel?

A: Natuurlijk, Heymed biedt gratis monster als we voorraad hebben, moet een aangepaste monster in rekening worden gebracht. We waarderen het dat u ons om een voorbeeld vraagt om onze kwaliteit te controleren.

V2: Welke betaalmethoden accepteert u?

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union en L/C

V3: Hoe gaat het met uw fabriek met betrekking tot kwaliteitscontrole?

A: Kwaliteit is prioriteit. QC -afdeling met professionele kwaliteitsborgingspecialist hecht van groot belang aan kwaliteitscontrole vanaf het allereerste begin tot het einde. Onze fabriek heeft ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 -authenticatie verkregen. Enz

Q4: Factory? Ja! Kan ik de items aanpassen die ik leuk vind, zoals ons eigen logo afdrukken of het ontwerp wijzigen?

A: Ja, we zijn een fabriek met meer dan 100 werknemers. Wij bieden OEM/ODM -service. Neem contact met ons op of onze verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie.

V5: Levertijd en garantie? Welke verzendservice gebruikt u voor mijn producten?

A: Onze doorlooptijd is ongeveer 2-4 weken en we kunnen 12 maanden garantie bieden bij levering. We gebruiken DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als de klant.

V6: Waar bevindt uw fabriek zich? Hoe kan ik daar bezoeken?

A: Natuurlijk. We zijn meer dan blij om u te verwelkomen in Dongguan en u op onze werkplek te laten zien. Onze fabriek bevindt zich in de 3e. Vloer, gebouw A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.