

Productnaam	Aangepaste 4,0 mm mannelijke snap to ear clip elektrode kabel Fabrikant van Dongguan Medical Cable
sollicitatie	Stimulatiemachine, fysiotherapie -instrument
lengte	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm of aangepast
kleur	Zwart, grijs, wit, zwart en aangepast
Geleidingsmateriaal	Koper
Pakket	Individueel verpakt

Vervaardigd door een professionele medische kabelleverancier en fabriek in Dongguan, China. Deze 4,0 mm mannelijke snap to ear clip-elektrodekabel is speciaal gebouwd voor tientallen, EMS en microcurrent therapiesystemen. De kabel beschikt over duurzame TPU- of PVC -isolatie en biedt zowel flexibiliteit en sterkte in klinische of thuisomgevingen.

De 4,0 mm Snap -connector interfaces met standaard elektrode -kussens, terwijl de geleidende siliconenoorclips een zachte en effectieve signaaltransmissie over de oorlellen of auriculaire punten garanderen - vaak gebruikt in auriculaire acupunctuur of neurostimulatie. Bekijk onze varianten van het Grabber -type voor klanten [4,0 mm elektrode ECG mannelijke snap naar elektrode grijper clipkabel](#), een CE/ROHS/FCC -gecertificeerde, ISO13485 -vervaardigde optie met aanpasbare kabellengtes en afscherming

Bovendien bieden we duurzaam [Dubbelzijdige siliconen geleidende oorclipelektroden voor CES - therapie](#), ook ISO13485 gecertificeerd, die naadloos samenwerken met onze Snap -Connector - looddraden voor effectieve auriculaire stimulatie

Als een ISO13485 -gecertificeerde leverancier ondersteunen we volledige aanpassing in termen van kabellengte, connectortype, verpakking en etikettering, waardoor deze oplossing ideaal is voor OEM/ODM - partnerschappen in de medische en wellness -apparaatindustrie.

Sollicitatie:

- **Ziekenhuisrevalidatie afdelingen:** Het wordt gebruikt in verschillende revalidatiebehandelingsapparatuur om patiënten te helpen bij spierstimulatie, herstel van zenuwfunctie en andere behandelingen.
- **Professionele fysiotherapiecentra:** Zorg voor handige oplossingen voor het verbinden van apparatuur voor fysiotherapeuten, en ondersteunen een verscheidenheid aan fysiotherapieprojecten, zoals elektro - acupunctuurtherapie, elektro -ondersteunde tuina -therapie, enz.
- **Thuiszorg:** Huisgebruikers faciliteren om zelf eenvoudige fysiotherapie en gezondheidszorg uit te voeren, zoals het verlichten van spierpijn en het bevorderen van de bloedcirculatie.
- **Onderzoeksinstellingen:** Als een aansluitende draad voor experimentele apparatuur wordt het gebruikt voor het verzamelen en analyseren van bio -elektrische signalen in medisch onderzoek.





Certificering en naleving:

Deze kabel voldoet aan strikte normen om de hoogste kwaliteit en veiligheidsniveaus op medisch gebied te garanderen:

- **ISO 13485:** Certificering zorgt voor naleving van internationale normen voor kwaliteitsmanagementsystemen voor medische hulpmiddelen.
- **ISO 9001:** Zorg ervoor dat producten worden vervaardigd onder een geluidskwaliteitsbeheersysteem.
- **FDA goedgekeurd:** Het product is geregistreerd bij de Amerikaanse Food and Drug Administration en voldoet aan de normen voor medische hulpmiddelen.
- **CE MDR -certificering:** Voldoet aan de EU Medical Device Regulation (MDR) om de veiligheid en effectiviteit voor medisch gebruik te waarborgen.

Bedrijfsinformatie. Overzicht



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

FAQ

V1: Kan ik een voorbeeldvolgorde beginnen voordat ik meer bestel?

A: Natuurlijk zal Heymed gratis monsters bieden als we ze op voorraad hebben, aangepaste monsters vereisen installatiekosten. Bedankt dat je ons om voorbeelden hebt gevraagd om onze kwaliteit te controleren.

V2: Welke betaalmethoden accepteert u?

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union en L/C

V3: Hoe doet uw fabriek in termen van kwaliteitscontrole?

Antwoord: Kwaliteit is prioriteit. De QC -afdeling met professionele kwaliteitsborgingsexperts hecht van begin tot eind groot belang aan kwaliteitscontrole. Onze fabriek heeft ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 -certificering verkregen. ENZ

Q4: Factory? Ja! Kan ik de items aanpassen die ik leuk vind, zoals het afdrukken van ons eigen logo of het wijzigen van het ontwerp?

A: Ja, we zijn een fabriek met meer dan 100 werknemers. Wij bieden OEM/ODM -services. Neem contact met ons op of onze verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie.

V5: Levertijd en garantie? Welke verzendservice gebruikt u om mijn product te verzenden?

A: Onze levertijd is ongeveer 2-4 weken en we kunnen een garantie van 12 maanden bij levering verstrekken. We gebruiken DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als klanten.

V6: Waar bevindt uw fabriek zich? Hoe kan ik daar bezoeken?

Antwoord: Natuurlijk. We zijn erg blij je te verwelkomen in Dongguan en je onze werkplek te laten zien. Onze fabriek bevindt zich in de derde. Gebouw A, nr. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Provincie Guangdong, China