

Productparameters

Productnaam	Aangepaste 5 -pin Lemo Plastic Plug tot 4,0 mm vrouwelijke elektrode Snap Aansluiting ECG - kabel voor medische monitoring Dongguan -fabrikant
Connector	Plastic Lemo -connector, 4,0 mm ECG vrouwelijke snapknop
Kabellengte	1m of aangepast
Kabelkleur	Grijs of aangepast
Toegepaste apparatuur	EEG, ECG, EMG
Functie	Overdrachtssignaal
Moq	100 -stcs

Onze 5PIN LEMO -plastic plug tot 4,0 mm Snap ECG -elektrodekabel is ontworpen voor betrouwbare prestaties in medische diagnostische en bewakingstoepassingen zoals ECG-, EMG- of biofeedback -systemen. De plastic connector in LEMO-stijl zorgt voor een beveiligde en precieze interface met uw bewakingsapparatuur, terwijl de 4,0 mm SNAP-connector een brede compatibiliteit biedt met herbruikbare of wegwerpbare elektrodekussentjes. Voor degenen die alternatieve configuraties zoeken, onze [USB Type C tot 4,0 mm vrouwelijke snapkabel met 2 leads draad](#) (ontworpen voor compacte apparaten met verbeterde duurzaamheid) en [6pin Lemo Plastic Plug naar dubbele 3,5 mm magnetische elektrode snapconnector met 2 looddraden](#) (Geschikt voor multi-channel bewakingssystemen) zijn ook populaire keuzes, beide vervaardigd met dezelfde ISO13485-gecertificeerde kwaliteitsnormen.


Vervaardigd in Dongguan, China, heeft onze ISO13485-gecertificeerde fabriek strikte kwaliteitscontrole onderhouden om te voldoen aan de eisen van de wereldwijde gezondheidszorgmarkten. We ondersteunen OEM/ODM -services voor aanpassing in connectortypen, kabellengte, kleur, etikettering en verpakking. Dit product wordt veel gebruikt in ziekenhuizen, klinieken, thuisgezondheidsapparatuur en onderzoekslaboratoria.

Productfoto:





Bedrijfsinformatie. Overzicht



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

V1: Kan ik een voorbeeldorder starten voordat ik meer bestel?

A: Natuurlijk, Heymed biedt gratis monster als we voorraad hebben, moet een aangepaste monster in rekening worden gebracht. We waarderen het dat u ons om een voorbeeld vraagt om onze kwaliteit te controleren.

V2: Welke betaalmethoden accepteert u?

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union en L/C

V3: Hoe gaat het met uw fabriek met betrekking tot kwaliteitscontrole?

A: Kwaliteit is prioriteit. QC -afdeling met professionele kwaliteitsborgingspecialist hecht van groot belang aan kwaliteitscontrole vanaf het allereerste begin tot het einde. Onze fabriek heeft ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 -authenticatie verkregen. Enz

Q4: Factory? Ja! Kan ik de items aanpassen die ik leuk vind, zoals ons eigen logo afdrukken of het ontwerp wijzigen?

A: Ja, we zijn een fabriek met meer dan 100 werknemers. Wij bieden OEM/ODM -service. Neem contact met ons op of onze verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie.

V5: Levertijd en garantie? Welke verzendservice gebruikt u voor mijn producten?

A: Onze doorlooptijd is ongeveer 2-4 weken en we kunnen 12 maanden garantie bieden bij levering. We gebruiken DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als de klant.

V6: Waar bevindt uw fabriek zich? Hoe kan ik daar bezoeken?

A: Natuurlijk. We zijn meer dan blij om u te verwelkomen in Dongguan en u op onze werkplek te laten zien. Onze fabriek bevindt zich in de 3e. Vloer, gebouw A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.