

Productnaam	Aangepaste 6,35 mm audio mannelijke plug naar dubbele 3,5 mm vrouwelijke Snap -connectorkabel met 2 leads Gecertificeerde medische fabrikant
sollicitatie	Stimulatiemachine, fysiotherapie -instrument
lengte	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm of aangepast
kleur	Zwart, grijs, wit, zwart en aangepast
Geleidingsmateriaal	Koper
Pakket	Individueel verpakt

Productinformatie:

De 6,35 mm mannelijke audioklekker tot 3,5 mm vrouwelijke snap met 2 leads kabel is ontworpen voor professionele connectiviteit tussen signaaluitgangsapparaten en elektrodekussens, die vaak worden gebruikt in medische therapiesystemen zoals tientallen, EMS, EMG of ECG.

Elke lead wordt beëindigd met een 3,5 mm Snap-stijl vrouwelijke connector, compatibel met standaard elektrode-snaps. De duurzame jas van de kabel (PVC of TPU) biedt flexibiliteit en levensduur, zelfs in omgevingen met een hoog gebruik. Voor toepassingen die verschillende interfaces vereisen, bieden we ook compatibele oplossingen zoals onze [USB Type-C naar magnetische Snap Medical Cable](#), Ontworpen voor geavanceerde elektrotherapiesystemen.

Vervaardigd in Dongguan, China door een fabriek gecertificeerd met ISO13485, ondersteunt dit product volledige aanpassing inclusief draadmeter, connectortype, kabellengte, kleur en private labeling. We bieden ook elektrode -accessoires zoals [Gesinterde Ag/AgCl -elektrodesensoren](#) Om uw opstelling voor medische kwaliteit te voltooien. Ideaal voor OEM- of bulktoevoer.





Certificering en naleving:

Deze kabel voldoet aan strikte normen om de hoogste kwaliteit en veiligheidsniveaus op medisch gebied te garanderen:

- **ISO 13485:** Certificering zorgt voor naleving van internationale normen voor kwaliteitsmanagementsystemen voor medische hulpmiddelen.
- **ISO 9001:** Zorg ervoor dat producten worden vervaardigd onder een geluidskwaliteitsbeheersysteem.
- **FDA goedgekeurd:** Het product is geregistreerd bij de Amerikaanse Food and Drug Administration en voldoet aan de normen voor medische hulpmiddelen.
- **CE MDR -certificering:** Voldoet aan de EU Medical Device Regulation (MDR) om de veiligheid en effectiviteit voor medisch gebruik te waarborgen.

Bedrijfsinformatie. Overzicht



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

V1: Kan ik een voorbeeldvolgorde beginnen voordat ik meer bestel?

A: Natuurlijk zal Heymed gratis monsters bieden als we ze op voorraad hebben, aangepaste monsters vereisen installatiekosten. Bedankt dat je ons om voorbeelden hebt gevraagd om onze kwaliteit te controleren.

V2: Welke betaalmethoden accepteert u?

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union en L/C

V3: Hoe doet uw fabriek in termen van kwaliteitscontrole?

Antwoord: Kwaliteit is prioriteit. De QC -afdeling met professionele kwaliteitsborgingsexperts hecht van begin tot eind groot belang aan kwaliteitscontrole. Onze fabriek heeft ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 -certificering verkregen. ENZ

Q4: Factory? Ja! Kan ik de items aanpassen die ik leuk vind, zoals het afdrukken van ons eigen logo of het wijzigen van het ontwerp?

A: Ja, we zijn een fabriek met meer dan 100 werknemers. Wij bieden OEM/ODM -services. Neem contact met ons op of onze verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie.

V5: Levertijd en garantie? Welke verzendservice gebruikt u om mijn product te verzenden?

A: Onze levertijd is ongeveer 2-4 weken en we kunnen een garantie van 12 maanden bij levering verstrekken. We gebruiken DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als klanten.

V6: Waar bevindt uw fabriek zich? Hoe kan ik daar bezoeken?

Antwoord: Natuurlijk. We zijn erg blij je te verwelkomen in Dongguan en je onze werkplek te laten zien. Onze fabriek bevindt zich in de derde. Gebouw A, nr. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Provincie Guangdong, China