

Productparameters

Productnaam	Aangepaste DB15PIN vrouwelijke plug aan SR -splitter tot 4,0 mm vrouwelijke snap -elektrodekabel met 13 leads draad Dongguan Medical Cable Leverancier
aansluiting	3,5 mm/4,0 mm vrouwelijke en db 15pin vrouwelijke plug
Kabellengte	120 cm of aangepast
Kabelkleur	Wit zwart of aangepast
Functie	Tientallen EMS -transmissie/Massager ECG/EKG/EEG/EMG -adapterkabel
Minimale bestelhoeveelheid	500 stcs

Onze DB15PIN vrouwelijke plug aan SR -splitter tot 4,0 mm vrouwelijke snap -elektrodekabel met 13 leads biedt een betrouwbare oplossing voor elektrotherapie, revalidatie en diagnostische apparatuur. Deze kabel is ontworpen met Precision Engineering en zorgt voor minimaal signaalverlies en optimale elektrische geleidbaarheid, cruciaal voor nauwkeurige monitoring en therapie.

Betrouwbare verbinding: De DB15 vrouwelijke plug en SR -splitter zorgen voor stabiele gegevens en stroomoverdracht tussen apparaten en elektrodekussens. Voor soortgelijke ontwerpen met meerdere leads kunt u ook onze verkennen [10 pin POGO PIN Magnetische connector tot 10 leads 4,0 mm vrouwelijke snap ECG -kabel](#), ontworpen voor krachtige diagnostische toepassingen.

Flexibele toepassing: Compatibel met een breed scala aan ECG-, EMG-, TENS- en fysiotherapiesystemen.

Duurzaam en veilig: PVC of siliconenisolatie van medische kwaliteit biedt flexibiliteit, biocompatibiliteit en lange levensduur.

Aanpasbaar ontwerp: Lengte, snapgrootte, draadkleuren en verpakkingen kunnen worden aangepast aan de behoeften van de klant. Controleer onze opties voor extra elektrodeaansluiting [Dupont 2,54 mm vrouwelijke plug tot 4,0 mm mannelijke snapelektrodekabel](#), die veelzijdigheid combineert met veilige elektrische prestaties.


Als een professionele fabrikant van medische Dongguan, bieden we OEM/ODM -oplossingen strikte kwaliteitscontrole voor ziekenhuizen, klinieken en medische apparatuur merken wereldwijd.

Productfoto's:





Bedrijfsinformatie. Overzicht



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

V1: Kan ik een voorbeeldvolgorde beginnen voordat ik meer bestel?

A: Natuurlijk biedt Heymed gratis monsters als we ze op voorraad hebben, aangepaste monsters vereisen installatiekosten. Bedankt dat je ons om voorbeelden hebt gevraagd om onze kwaliteit te controleren.

V2: Welke betaalmethoden accepteert u?

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union en L/C

V3: Hoe doet uw fabriek in termen van kwaliteitscontrole?

Antwoord: Kwaliteit is prioriteit. De QC -afdeling met professionele kwaliteitsborgingsexperts hecht van groot belang aan kwaliteitscontrole van het begin tot het einde. Onze fabriek heeft ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 -certificering verkregen. ENZ

Q4: Factory? Ja! Kan ik de items aanpassen die ik leuk vind, zoals het afdrukken van ons eigen logo of het wijzigen van het ontwerp?

A: Ja, we zijn een fabriek met meer dan 100 werknemers. Wij bieden OEM/ODM -services. Neem contact met ons op of onze verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie.

V5: Levertijd en garantie? Welke verzendservice gebruikt u om mijn product te verzenden?

A: Onze levertijd is ongeveer 2-4 weken en we kunnen een garantie van 12 maanden van levering verstrekken. We gebruiken DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als klanten.

V6: Waar bevindt uw fabriek zich? Hoe kan ik daar bezoeken?

Antwoord: Natuurlijk. We zijn erg blij je te verwelkomen in Dongguan en je onze werkplek te laten zien. Onze fabriek bevindt zich in de derde. Gebouw A, nr. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Provincie Guangdong, China