

Productparameters

Productnaam	Micro 5p mannelijke plug & 4,0 mm vrouwelijke elektrode snap naar 3 leads 4,0 mm snapkabel
Aansluiting	3,5 mm/4,0 mm vrouwelijke snap naar micro 5p mannetje
Kabellengte	50 cm of aangepast
Kabelkleur	Wit zwart of aangepast
Functie	Tientallen EMS -transmissie/Massager ECG/EKG/EEG/EMG -adapterkabel
Moq	100 -stcs

Vervaardigd door een ISO 13485-gecertificeerde medische kabelleverancier in Dongguan, China, is deze op maat gemaakte micro-mannelijke plug tot 3,5 mm magnetische vrouwelijke elektrode snapkabel ontworpen om krachtige connectiviteit te leveren voor ECG/EKG, TENS en fysiotherapie-apparatuur. De Micro Male -plug zorgt voor een precieze pasvorm, terwijl de magnetische 3,5 mm vrouwelijke snap zorgt voor een snelle, veilige bevestiging en stabiele elektrische geleidbaarheid.

Gemaakt met PVC of siliconenisolatie van medische kwaliteit, biedt deze kabel flexibiliteit, biocompatibiliteit en weerstand tegen frequente sterilisatieprocessen. Het duurzame ontwerp verlengt de levensduur van de services, waardoor het geschikt is voor zowel therapeutische apparaten in het ziekenhuis als thuisgebruik. Voor gebruikers die alternatieve plugontwerpen nodig hebben, bieden we ook de [Type-C-plug op SR-splitter tot 10 leads 4,0 mm vrouwelijke snap-elektrodekabel](#) voor veilige en betrouwbare medische verbindingen.

Bovendien, onze [Aangepaste siliconenmantel 4,0 mm mannelijke snap naar 4,0 mm spuitgegoten vrouwelijke snapkabel](#) Biedt een andere oplossing van hoge kwaliteit, ontworpen om te voldoen aan de eisen van tientallen en EMS-apparaten met uitzonderlijke duurzaamheid en geleidbaarheid.

Productfoto:





Bedrijfsinformatie. Overzicht



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

V1: Kan ik een voorbeeldorder starten voordat ik meer bestel?

A: Natuurlijk, Heymed biedt gratis monster als we voorraad hebben, moet een aangepaste monster in rekening worden gebracht. We waarderen het dat u ons om een voorbeeld vraagt om onze kwaliteit te controleren.

V2: Welke betaalmethoden accepteert u?

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union en L/C

V3: Hoe gaat het met uw fabriek met betrekking tot kwaliteitscontrole?

A: Kwaliteit is prioriteit. QC -afdeling met professionele kwaliteitsborgingspecialist hecht van groot belang aan kwaliteitscontrole vanaf het allereerste begin tot het einde. Onze fabriek heeft ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 -authenticatie verkregen. Enz

Q4: Factory? Ja! Kan ik de items aanpassen die ik leuk vind, zoals ons eigen logo afdrukken of het ontwerp wijzigen?

A: Ja, we zijn een fabriek met meer dan 100 werknemers. Wij bieden OEM/ODM -service. Neem contact met ons op of onze verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie.

V5: Levertijd en garantie? Welke verzendservice gebruikt u voor mijn producten?

A: Onze doorlooptijd is ongeveer 2-4 weken en we kunnen 12 maanden garantie bieden bij levering. We gebruiken DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als de klant.

V6: Waar bevindt uw fabriek zich? Hoe kan ik daar bezoeken?

A: Natuurlijk. We zijn meer dan blij om u te verwelkomen in Dongguan en u op onze werkplek te laten zien. Onze fabriek bevindt zich in de 3e. Vloer, gebouw A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.