

Productparameters

Productnaam	Aangepaste Type-C-plug naar SR-splitter tot 10 leads 4,0 mm vrouwelijke snap-elektrodekabel Fabrikant van Dongguan Medical Cable
aansluiting	3,5 mm/4,0 mm vrouw en USB Type C mannelijk
Kabellengte	120 cm of aangepast
Kabelkleur	Wit zwart of aangepast
Functie	Tientallen EMS -transmissie/Massager ECG/EKG/EEG/EMG -adapterkabel
Minimale bestelhoeveelheid	500 stcs

Vervaardigd door een professionele ISO13485 -gecertificeerde medische kabelleverancier en fabriek in Dongguan, China, dit type C tot SR tot 10 leads 4,0 mm vrouwelijke snap -elektrodekabel is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van moderne medische en wellness -technologieën. Naast onze 10 -lead configuratie bieden we ook onze compact aan [USB Type - C tot dubbele 3,5 mm magnetische snapelektrode medische kabel](#), een gestroomlijnde oplossing die ideaal is voor stimulatie -stimulatie -opstellingen, evenals de veelzijdige [Type -C tot 4,0 mm vrouwelijke snapkabel met 2 leads](#), geoptimaliseerd voor standaard tientallen/EMS -elektroden en multi -site verbindingen

De mannelijke connector van het type C biedt compatibiliteit met geavanceerde draagbare stimulatie -eenheden, terwijl de strain relief (SR) -structuur de levensduur van kabel en slijtvastheid bij herhaald gebruik verbetert. Elk van de 10 leads wordt beëindigd met een 4,0 mm vrouwelijke Snap, waardoor nauwkeurig, veilig contact met standaard elektrodekussens mogelijk is.


Als een toonaangevende OEM/ODM -fabrikant van medische kabels bieden we volledige aanpassing op leadkleur, lengte, connectororiëntatie en materiaaltype (TPU, siliconen of PVC). De kabel is vooral geschikt voor multi -site therapie, biometrische monitoring of revalidatiesystemen die meerdere contactpunten vereisen.

Productfoto's:





Bedrijfsinformatie. Overzicht



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

V1: Kan ik een voorbeeldvolgorde beginnen voordat ik meer bestel?

A: Natuurlijk biedt Heymed gratis monsters als we ze op voorraad hebben, aangepaste monsters vereisen installatiekosten. Bedankt dat je ons om voorbeelden hebt gevraagd om onze kwaliteit te controleren.

V2: Welke betaalmethoden accepteert u?

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union en L/C

V3: Hoe doet uw fabriek in termen van kwaliteitscontrole?

Antwoord: Kwaliteit is prioriteit. De QC -afdeling met professionele kwaliteitsborgingsexperts hecht van groot belang aan kwaliteitscontrole van het begin tot het einde. Onze fabriek heeft ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 -certificering verkregen. ENZ

Q4: Factory? Ja! Kan ik de items aanpassen die ik leuk vind, zoals het afdrukken van ons eigen logo of het wijzigen van het ontwerp?

A: Ja, we zijn een fabriek met meer dan 100 werknemers. Wij bieden OEM/ODM -services. Neem contact met ons op of onze verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie.

V5: Levertijd en garantie? Welke verzendservice gebruikt u om mijn product te verzenden?

A: Onze levertijd is ongeveer 2-4 weken en we kunnen een garantie van 12 maanden van levering verstrekken. We gebruiken DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als klanten.

V6: Waar bevindt uw fabriek zich? Hoe kan ik daar bezoeken?

Antwoord: Natuurlijk. We zijn erg blij je te verwelkomen in Dongguan en je onze werkplek te laten zien. Onze fabriek bevindt zich in de derde. Gebouw A, nr. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Provincie Guangdong, China