

## Productparameters

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| productnaam           | Elektrode ESU-aardingspads Neutrale elektrode-retourplaat |
| Verbinder             | Pin of 3m kabel                                           |
| Materiaal             | Schuimband                                                |
| Kleur                 | Wit                                                       |
| Toegepaste apparatuur | ESU-aardingskussen, medisch ziekenhuis                    |
| Functie               | M medische gezondheidsdiensten, Patiëntplaat              |
| MOQ                   | 100st                                                     |

Ons ESU-aardingskussen heeft veel materiaal, zoals een herbruikbare siliconen patiëntplaat, wegwerpschuimtape negatieve retourelektrodepads en ESU-aardingsplaat van roestvrij staal, deze worden veel gebruikt in elektrochirurgie, het wordt samen met verschillende hoogfrequente elektrochirurgische mainframes en RF-instrumenten gebruikt om een circuit te vormen met de positieve pool van hoogfrequente elektrochirurgische mainframes, de meeste gebruikt in schoonheidsapparatuur en elektrochirurgie.

Wij zijn de professionele medische kabelfabriek, ondersteunen op maat. De negatieve plaat van de neutrale elektrode hebben we ook van een ander type, zoals [ESU aardingspad neutrale elektrode met kabel](#), het met kunststof Lemo-connectorplug. En ook met connector met 2-gaats pin of pin-plug. Aangepaste connector en kabellengte die geschikt kan zijn voor verschillende machines om aan uw vereisten te voldoen.

## Productfoto:










## **Bedrijfsinfo. Overzicht**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer  
of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10 years  
of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved  
manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,  
medical cables and chargers with good quality and best price.



# FAQ

## **Vraag 1: Kan ik een voorbeeldbestelling starten voordat ik meer bestel?**

A: Natuurlijk, Heymed biedt een gratis monster als we voorraad hebben, op maat gemaakte monsters moeten instelkosten in rekening worden gebracht. We stellen het op prijs dat u ons om een monster vraagt om onze kwaliteit te controleren.

## **Q2: Welke betaalmethoden accepteert u?**

A: PayPal, T/T, bankoverschrijving, Western Union en L/C

## **Vraag 3: Hoe gaat het met uw fabriek met betrekking tot kwaliteitscontrole?**

A: Kwaliteit staat voorop. QC-afdeling met professionele kwaliteitsborgingsspecialist hecht vanaf het allereerste begin tot het einde veel belang aan kwaliteitscontrole. Onze fabriek heeft Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008-authenticatie verkregen. Enz

## **Q4: Fabriek? Ja! Kan ik de items die ik leuk vind aanpassen, zoals ons eigen logo printen of het ontwerp aanpassen?**

A: Ja, we zijn een fabriek met meer dan 100 werknemers. Wij bieden OEM/ODM-service. Neem voor meer informatie contact met ons of onze verkoopvertegenwoordiger op.

## **Q5: Levertijd en garantie? Welke verzendservice gebruiken jullie voor mijn producten?**

A: Onze doorlooptijd is ongeveer 2-4 weken en we kunnen 12 maanden garantie bieden vanaf levering. We gebruiken DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS als klant.

## **Q6: Waar is uw fabriek gevestigd? Hoe kan ik daar bezoeken?**

EEN: Zeker. We heten u graag welkom in Dongguan en leiden u graag rond in onze werkplaats. Onze fabriek is gevestigd in de 3e. Verdieping, Gebouw A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.