

## Productparameters

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| productnaam           | Klemadapters met meerdere kleuren Klem ECG-elektrode         |
| Verbinder             | Din3.0mm snap,4.0mm banaanstekker,4.0mm vrouwelijke drukknop |
| Materiaal             | Vernikkeld, Messing                                          |
| Kleur                 | Zwart, rood. groen, geel                                     |
| Toegepaste apparatuur | Machine tien, EKG ECG EEG-apparaat                           |
| Functie               | M medische gezondheidsdiensten                               |
| MOQ                   | 100st                                                        |

Deze multifunctionele volwassen EKG / ECG-elektrodeklem wordt veel gebruikt in EKG ECG-machines, met metalen elektroden en vernikkeld messing materiaal, geschikt voor banana4.0, Din3.0 en 4.0 klikconnectoren. Onze ECG-ledemaatklem heeft veel kleuren. Ondertussen , we hebben een ander type elektrodeklem, zoals [dubbelzijdige oorclipelektroden](#) voor TENS-machine, [mannelijke ecg-snap naar ECG-clipkabel](#) voor ECG-apparaat.

Wanneer u deze ECG-clips voor ledematenklemelektrode nodig hebt, hebben we ook een ander type [Medische Connectoren & Adapters](#). Als u deze nodig heeft, neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie.

## Productfoto:











**Bedrijfsinfo. Overzicht**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer  
of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10 years  
of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved  
manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,  
medical cables and chargers with good quality and best price.



# FAQ

## **Vraag 1: Kan ik een voorbeeldbestelling starten voordat ik meer bestel?**

A: Natuurlijk, Heymed biedt een gratis monster als we voorraad hebben, op maat gemaakte monsters moeten instelkosten in rekening worden gebracht. We stellen het op prijs dat u ons om een monster vraagt om onze kwaliteit te controleren.

## **Q2: Welke betaalmethoden accepteert u?**

A: PayPal, T/T, bankoverschrijving, Western Union en L/C

## **Vraag 3: Hoe gaat het met uw fabriek met betrekking tot kwaliteitscontrole?**

A: Kwaliteit staat voorop. QC-afdeling met professionele kwaliteitsborgingsspecialist hecht vanaf het allereerste begin tot het einde veel belang aan kwaliteitscontrole. Onze fabriek heeft Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008-authenticatie verkregen. Enz

## **Q4: Fabriek? Ja! Kan ik de items die ik leuk vind aanpassen, zoals ons eigen logo printen of het ontwerp aanpassen?**

A: Ja, we zijn een fabriek met meer dan 100 werknemers. Wij bieden OEM/ODM-service. Neem voor meer informatie contact met ons of onze verkoopvertegenwoordiger op.

## **Q5: Levertijd en garantie? Welke verzendservice gebruiken jullie voor mijn producten?**

A: Onze doorlooptijd is ongeveer 2-4 weken en we kunnen 12 maanden garantie bieden vanaf levering. We gebruiken DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS als klant.

## **Q6: Waar is uw fabriek gevestigd? Hoe kan ik daar bezoeken?**

EEN: Zeker. We heten u graag welkom in Dongguan en leiden u graag rond in onze werkplaats. Onze fabriek is gevestigd in de 3e. Verdieping, Gebouw A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.