

## Productparameters


|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| productnaam           | Rechthoekige type C naar 2,0 mm pinkabels Elektrodegeleidingsdraden voor massage |
| Verbinder             | Type C mannelijk naar elektrodepenconnector                                      |
| Kabellengte           | 30cm of aangepast                                                                |
| Kabel kleur           | Wit of aangepast                                                                 |
| Toegepaste apparatuur | EEG, ECG, EMG                                                                    |
| Functie               | Signaal overdragen                                                               |
| MOQ                   | 100st                                                                            |

Als professionele fabrikant van medische ecg eeg ekg emg-kabels maken wij onze op maat gemaakte ECG-kabels [DC 2.35-voedingsconnector naar dubbele vrouwelijke klikkabel](#) met hoogwaardige materialen om aan de medische norm te voldoen, ondersteunen we OEM ODM Services voor al onze kabelproducten, zoals [Multi-leads EEG ECG-bewakingselektrodekabel](#). Ondertussen hebben we tientallen jaren ervaring met het aanpassen van kabels en hebben we voldoende ervaring met kabels op maat om bijvoorbeeld te voldoen aan de verschillende aanpassingsbehoeften van onze klanten [Micro usb naar Multi lead wire EEG ECG elektrode kabel](#).

Over de meer details van [op maat gemaakte elektrode medische kabel](#), neem gerust contact met ons op.

## Productfoto:









## Bedrijfsinfo. Overzicht



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer  
of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10 years  
of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved  
manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,  
medical cables and chargers with good quality and best price.



# FAQ

## **Vraag 1: Kan ik een voorbeeldbestelling starten voordat ik meer bestel?**

A: Natuurlijk, Heymed biedt een gratis monster als we voorraad hebben, op maat gemaakte monsters moeten instelkosten in rekening worden gebracht. We stellen het op prijs dat u ons om een monster vraagt om onze kwaliteit te controleren.

## **Q2: Welke betaalmethoden accepteert u?**

A: PayPal, T/T, bankoverschrijving, Western Union en L/C

## **Vraag 3: Hoe gaat het met uw fabriek met betrekking tot kwaliteitscontrole?**

A: Kwaliteit staat voorop. QC-afdeling met professionele kwaliteitsborgingsspecialist hecht vanaf het allereerste begin tot het einde veel belang aan kwaliteitscontrole. Onze fabriek heeft Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008-authenticatie verkregen. Enz

## **Q4: Fabriek? Ja! Kan ik de items die ik leuk vind aanpassen, zoals ons eigen logo printen of het ontwerp aanpassen?**

A: Ja, we zijn een fabriek met meer dan 100 werknemers. Wij bieden OEM/ODM-service. Neem voor meer informatie contact met ons of onze verkoopvertegenwoordiger op.

## **Q5: Levertijd en garantie? Welke verzendservice gebruiken jullie voor mijn producten?**

A: Onze doorlooptijd is ongeveer 2-4 weken en we kunnen 12 maanden garantie bieden vanaf levering. We gebruiken DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS als klant.

## **Q6: Waar is uw fabriek gevestigd? Hoe kan ik daar bezoeken?**

EEN: Zeker. We heten u graag welkom in Dongguan en leiden u graag rond in onze werkplaats. Onze fabriek is gevestigd in de 3e. Verdieping, Gebouw A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.