

|                     |                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productnaam         | Factory Custom 6.35mm audioklekker naar dubbele 2,0 mm elektrode mannelijke pin fysioDerapie kabel door ISO13485 fabrikant Heymed - fabrikant Direct |
| sollicitatie        | Stimulatiemachine, fysiotherapie -instrument                                                                                                         |
| lengte              | 10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm of aangepast                                                                                                             |
| kleur               | Zwart, grijs, wit, zwart en aangepast                                                                                                                |
| Geleidingsmateriaal | Koper                                                                                                                                                |
| Pakket              | Individueel verpakt                                                                                                                                  |

### Toepassingsscenario's:


- **Klinieken:** Gebruikt door fysiotherapeuten in professionele klinische omgevingen voor patiëntenbehandeling.
- **Home -gebaseerde revalidatie:** Ideaal voor patiënten die thuis revalidatie ondergaan onder begeleiding van een medische professional.
- **Wellness -centra:** Werkzaam in wellnesscentra voor ontspanning en kleine pijnstherapieën.

### Hoofdkenmerken:

- **Duurzame connectoren:** The [6,35 mm audiokaboon kabel](#) is gemaakt van hoogwaardige metaal, die een veilige en lange - blijvende verbinding met de audiobron biedt. Het verzet zich verdragen door slijtage van frequente aansluiting en het loskoppelen.
- **Nauwkeurige 2,0 mm elektroden:** De twee [2,0 mm elektrodenkabel](#) zijn nauwkeurig vervaardigd om een efficiënte overdracht van elektrische impulsen te garanderen. Hun grootte is geoptimaliseerd voor nauwkeurige plaatsing op de behandelingspunten van het lichaam.
- **Flexibele kabel:** De kabel in - tussen is flexibel en toch stevig, waardoor eenvoudige beweging tijdens behandelingen mogelijk is zonder te verwarren of te breken. Het is gemaakt van hoogwaardige materialen die bestand zijn tegen buigen en strekken.



.



### **Certificering en naleving:**

Deze kabel voldoet aan strikte normen om de hoogste kwaliteit en veiligheidsniveaus op medisch gebied te garanderen:

- **ISO 13485:** Certificering zorgt voor naleving van internationale normen voor kwaliteitsmanagementsystemen voor medische hulpmiddelen.
- **ISO 9001:** Zorg ervoor dat producten worden vervaardigd onder een geluidskwaliteitsbeheersysteem.
- **FDA goedgekeurd:** Het product is geregistreerd bij de Amerikaanse Food and Drug Administration en voldoet aan de normen voor medische hulpmiddelen.
- **CE MDR -certificering:** Voldoet aan de EU Medical Device Regulation (MDR) om de veiligheid en effectiviteit voor medisch gebruik te waarborgen.

### **Bedrijfsinformatie. Overzicht**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer  
of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10 years  
of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved  
manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,  
medical cables and chargers with good quality and best price.



# FAQ

## **V1: Kan ik een voorbeeldvolgorde beginnen voordat ik meer bestel?**

A: Natuurlijk zal Heymed gratis monsters bieden als we ze op voorraad hebben, aangepaste monsters vereisen installatiekosten. Bedankt dat je ons om voorbeelden hebt gevraagd om onze kwaliteit te controleren.

## **V2: Welke betaalmethoden accepteert u?**

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union en L/C

## **V3: Hoe doet uw fabriek in termen van kwaliteitscontrole?**

Antwoord: Kwaliteit is prioriteit. De QC -afdeling met professionele kwaliteitsborgingsexperts hecht van begin tot eind groot belang aan kwaliteitscontrole. Onze fabriek heeft ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 -certificering verkregen. ENZ

## **Q4: Factory? Ja! Kan ik de items aanpassen die ik leuk vind, zoals het afdrukken van ons eigen logo of het wijzigen van het ontwerp?**

A: Ja, we zijn een fabriek met meer dan 100 werknemers. Wij bieden OEM/ODM -services. Neem contact met ons op of onze verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie.

## **V5: Levertijd en garantie? Welke verzendservice gebruikt u om mijn product te verzenden?**

A: Onze levertijd is ongeveer 2-4 weken en we kunnen een garantie van 12 maanden bij levering verstrekken. We gebruiken DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als klanten.

## **V6: Waar bevindt uw fabriek zich? Hoe kan ik daar bezoeken?**

Antwoord: Natuurlijk. We zijn erg blij je te verwelkomen in Dongguan en je onze werkplek te laten zien. Onze fabriek bevindt zich in de derde. Gebouw A, nr. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Provincie Guangdong, China