

Productnaam	Factory Custom Open voor ECG -clip naar 4.0 Elektrode vrouwelijke snap fysiotherapie kabels toonaangevende fabrikant ISO9001 ISO13485 FDA Certified
sollicitatie	Stimulatiemachine, fysiotherapie -instrument
lengte	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm of aangepast
kleur	Zwart, grijs, wit, zwart en aangepast
Geleidingsmateriaal	Koper
Pakket	Individueel verpakt

Doel- en toepassingsscenario's:

- **Medische revalidatiecentra** Gebruikt voor ECG - gerelateerde therapieën. De open uiteinde maakt verbinding met apparaten, [ECG -clip van hoge kwaliteit](#) Voegt zich aan aan patiënten voor het ophalen van een stabiel signaal en 4,0 connector maakt het mogelijk extra elektroden toe te voegen voor een uitgebreide behandeling.
- **Home -gebaseerde zorg** Vergemakkelijkt elektrotherapie van woning voor spier- of zenuwproblemen. Open eindstekkers op home -apparaten, ECG Clip maakt zelf -applicatie mogelijk, en [4.0 vrouwelijke snap](#) Biedt flexibiliteit voor extra elektroden volgens het advies van de arts.
- **Sportherstel** Atleten in herstelcentra profiteren. Open eindlinks naar sport - letselbehandelingsuitrusting, ECG -clip monitoren spieractiviteit en 4.0 connector ondersteunt multi - elektrodebehandeling van gemeenschappelijke sportletsels.

Hoofdkenmerken:

- **Duurzame constructie:** De kabel is gemaakt van hoogwaardige materialen en zorgt voor lang - term gebruik zonder eenvoudige breuk. De [Open uiteinde en 4.0 elektrode snap](#) zijn vervaardigd met corrosie - resistente metalen, die bestand zijn tegen frequente plug - en - haalbare bewerkingen.
- **Nauwkeurige verbinding:** De ECG -clip biedt een veilige en nauwkeurige verbinding met het lichaam van de patiënt voor precieze elektrische signaaltransmissie. Het vermindert signaalinterferentie, waardoor betrouwbare elektrotherapieresultaten worden gegarandeerd.
- **Aanpasbare lengte:** Onze fabriek kan aanpassingsopties bieden voor de lengte van de kabel, het voldoen aan verschillende behoeften in verschillende behandelingsscenario's, of het nu is voor het gebruik van bedden in een thuisomgeving of voor het verbinden met grootschalige apparatuur in een professionele medische faciliteit.



.



Certificering en naleving:

Deze kabel voldoet aan strikte normen om de hoogste kwaliteit en veiligheidsniveaus op medisch gebied te garanderen:

- **ISO 13485:** Certificering zorgt voor naleving van internationale normen voor kwaliteitsmanagementsystemen voor medische hulpmiddelen.
- **ISO 9001:** Zorg ervoor dat producten worden vervaardigd onder een geluidskwaliteitsbeheersysteem.
- **FDA goedgekeurd:** Het product is geregistreerd bij de Amerikaanse Food and Drug Administration en voldoet aan de normen voor medische hulpmiddelen.
- **CE MDR -certificering:** Voldoet aan de EU Medical Device Regulation (MDR) om de veiligheid en effectiviteit voor medisch gebruik te waarborgen.

Bedrijfsinformatie. Overzicht



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

V1: Kan ik een voorbeeldvolgorde beginnen voordat ik meer bestel?

A: Natuurlijk zal Heymed gratis monsters bieden als we ze op voorraad hebben, aangepaste monsters vereisen installatiekosten. Bedankt dat je ons om voorbeelden hebt gevraagd om onze kwaliteit te controleren.

V2: Welke betaalmethoden accepteert u?

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union en L/C

V3: Hoe doet uw fabriek in termen van kwaliteitscontrole?

Antwoord: Kwaliteit is prioriteit. De QC -afdeling met professionele kwaliteitsborgingsexperts hecht van begin tot eind groot belang aan kwaliteitscontrole. Onze fabriek heeft ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 -certificering verkregen. ENZ

Q4: Factory? Ja! Kan ik de items aanpassen die ik leuk vind, zoals het afdrukken van ons eigen logo of het wijzigen van het ontwerp?

A: Ja, we zijn een fabriek met meer dan 100 werknemers. Wij bieden OEM/ODM -services. Neem contact met ons op of onze verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie.

V5: Levertijd en garantie? Welke verzendservice gebruikt u om mijn product te verzenden?

A: Onze levertijd is ongeveer 2-4 weken en we kunnen een garantie van 12 maanden bij levering verstrekken. We gebruiken DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als klanten.

V6: Waar bevindt uw fabriek zich? Hoe kan ik daar bezoeken?

Antwoord: Natuurlijk. We zijn erg blij je te verwelkomen in Dongguan en je onze werkplek te laten zien. Onze fabriek bevindt zich in de derde. Gebouw A, nr. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Provincie Guangdong, China