

Productparameters

Productnaam	Factory Aangepaste 4,0 mm bananenplug tot 2,0 mm elektrodepenkabel Hoogwaardige connectiviteitsoplossing van Dongguan China
Aansluiting	Banaan 4,0 mm plug, 2,0 mm electorode -pin
Kabellengte	1m of aangepast
Kabelkleur	Zwart of aangepast
Toegepaste apparatuur	EEG, ECG, EMG
Functie	Overdrachtssignaal
Moq	100 -stcs

Onze door de fabriek aangepaste 4,0 mm bananenplug tot 2,0 mm elektrode-pin-kabel is ontworpen voor betrouwbare signaaltransmissie in medische, therapie- en monitoringtoepassingen. Geproduceerd in Dongguan, China door een ervaren kabelfabrikant en leverancier, deze kabel beschikt over koperdraad met een hoge conductiviteit en duurzame TPU- of PVC-isolatie, die zowel flexibiliteit als levensduur waarborgen. De connectoren zijn veilig gevormd voor een sterke, stabiele verbinding tijdens gebruik in tientallen of EMS -apparatuur. OEM- en ODM -bestellingen zijn welkom, met volledige aanpassingsopties voor maat, kabeltype en verpakking. We bieden snelle levering en consistente kwaliteit als een directe leverancier van medische kabel.

Voor toepassingen die meerdere leidingen vereisen, onze [Multifunctionele 18in1 USB Type C tot 2.0 Elektrode Pin ECG Leaddraadkabel](#) Biedt veelzijdige connectiviteitsopties. Overweeg onze overweeg om het bereik van tientallen eenheden te verlengen [TENS -eenheid vervangende looddraad 2,0 mm pin vrouwelijke verlengingselektrodekabel](#), Ontworpen voor naadloze integratie met bestaande systemen.

Als een in Dongguan gevestigde fabrikant, leverancier en fabriek, zijn we toegewijd aan het leveren van hoogwaardige, aanpasbare medische kabels om aan verschillende behoeften van de klant te voldoen.

Productfoto:





Bedrijfsinformatie. Overzicht



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

FAQ

V1: Kan ik een voorbeeldorder starten voordat ik meer bestel?

A: Natuurlijk, Heymed biedt gratis monster als we voorraad hebben, moet een aangepaste monster in rekening worden gebracht. We waarderen het dat u ons om een voorbeeld vraagt om onze kwaliteit te controleren.

V2: Welke betaalmethoden accepteert u?

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union en L/C

V3: Hoe gaat het met uw fabriek met betrekking tot kwaliteitscontrole?

A: Kwaliteit is prioriteit. QC -afdeling met professionele kwaliteitsborgingspecialist hecht van groot belang aan kwaliteitscontrole vanaf het allereerste begin tot het einde. Onze fabriek heeft ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 -authenticatie verkregen. Enz

Q4: Factory? Ja! Kan ik de items aanpassen die ik leuk vind, zoals ons eigen logo afdrukken of het ontwerp wijzigen?

A: Ja, we zijn een fabriek met meer dan 100 werknemers. Wij bieden OEM/ODM -service. Neem contact met ons op of onze verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie.

V5: Levertijd en garantie? Welke verzendservice gebruikt u voor mijn producten?

A: Onze doorlooptijd is ongeveer 2-4 weken en we kunnen 12 maanden garantie bieden bij levering. We gebruiken DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als de klant.

V6: Waar bevindt uw fabriek zich? Hoe kan ik daar bezoeken?

A: Natuurlijk. We zijn meer dan blij om u te verwelkomen in Dongguan en u op onze werkplek te laten zien. Onze fabriek bevindt zich in de 3e. Vloer, gebouw A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.