

Handelsvoorwaarden: FOB Shenzhen/Guangzhou/Hongkong

Productiecapaciteit: 1.000.000 stuks per maand

Betaling: T/T, Paypal, Western Union

Plaats van herkomst: Dongguan, China

Levertijd: monsterdoorlooptijd 3-7 dagen, massaproductie is ongeveer 15-20 dagen

Certificaten: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Verzending: door de lucht, over zee of Fedex, DHL, UPS

MOQ: 500 STUKS

Functies:

- Volledige lichaamsverzorging: Behandel meerdere gebieden, waaronder schouders, ellebogen, polsen, onderrug, dijen, knieën en zelfs de voeten. Het stimuleert de afgifte van groeifactoren, herstelt cellen en verlicht gewrichts- en spierpijn.
- Veilig en effectief: PSP10 levert schokgolven met lage intensiteit voor een niet-invasieve, pijnloze en anesthesievrije ervaring. Schokgolven activeren het zelfherstel van uw lichaam, verbeteren de stofwisseling en initiëren natuurlijk herstel.
- ED-oplossing: Schokgolven met lage intensiteit verbeteren de lokale bloedcirculatie, bevorderen nieuwe bloedvaten en verbeteren de gezondheid van de penis, waardoor erectiestoornissen effectief worden behandeld.
- Gebruiksvriendelijk: met aanraakbediening biedt het een behandelervaring van medische kwaliteit met één druk op de knop. Verlicht snel gewrichts- en spierpijn bij langdurig zitten of sporten. Klein van formaat, krachtig in prestaties.

Heymed aangepaste variëteit van hoge kwaliteit [medische kabels](#) in China bieden wij [USB C naar 4,0 mm klikelektrodekabel](#), [lemo-connector naar 2,0 mm pin-elektrodekabel](#) Enz.

Productfoto:



Bedrijfsinformatie:

Heymed Technology is een toonaangevende Chinese fabrikant van medische kabels en accessoires, magnetische snap elektrodekabel met 3,5 mm audio-aansluiting, dat is niet alleen een bepaalde specificatie van de magneet-snap-leads, Heymed doet altijd het beste voor maatwerk, dat de verschillende bedradingsspecificaties, kabel, aangepaste lengte, nummer van de elektrode-leads biedt.

Productkwaliteit gegarandeerd 12 maanden en RoHS en Reach-compatibel en certificering

Hemed is al gecertificeerd door ISO 13485 Kwaliteitsmanagement van medische hulpmiddelen, ISO 9001 Registratie voor internationaal kwaliteitsmanagement en ISO 14

0 0 1 Registratie voor milieumanagementsysteem en producten heeft de UL-, CQC-, CE- en SGS-testrapporten doorstaan.



FAQ

Vraag 1: Kan ik een voorbeeldbestelling starten voordat ik er meer bestel?

A: Zeker, Heymed biedt een gratis monster als we voorraad hebben, voor een aangepast monster moeten instelkosten in rekening worden gebracht. Wij stellen het op prijs dat u ons om een monster vraagt om onze kwaliteit te controleren.

Vraag 2: Welke betaalmethoden accepteert u?

A: PayPal, T/T, Bankoverschrijving, Western Union en L/C

Vraag 3: Hoe doet uw fabriek het met betrekking tot kwaliteitscontrole?

A: Kwaliteit heeft prioriteit. De QC-afdeling met een professionele specialist op het gebied van kwaliteitsborging hecht van begin tot eind groot belang aan kwaliteitscontrole. Onze fabriek heeft Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008-authenticatie verkregen. Enz

Vraag 4: Fabriek? Ja! Kan ik de items die ik leuk vind aanpassen, zoals ons eigen logo afdrukken of het ontwerp aanpassen?

A: Ja, we zijn een fabriek met meer dan 100 werknemers. Wij bieden OEM/ODM-service. Neem voor meer informatie contact met ons of onze verkoopvertegenwoordiger op.

Q5: Levertijd en garantie? Welke verzendservice gaat u gebruiken voor mijn producten?

A: Onze levertijd bedraagt ongeveer 2-4 weken en we kunnen 12 maanden garantie vanaf levering bieden. We gebruiken DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS als klant.

Vraag 6: Waar bevindt uw fabriek zich? Hoe kan ik daar bezoeken?

EEN: Zeker. Wij heten u graag welkom in Dongguan en leiden u rond in onze werkplaats.