

Productnaam	Guangdong Factory Custom 10mm Pure Copper Alligator klem naar magnetische sonde voor fysiotherapie draadharnas
sollicitatie	Stimulatiemachine, fysiotherapie -instrument
lengte	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm of aangepast
kleur	Zwart, grijs, wit, zwart en aangepast
Geleidingsmateriaal	Koper
Pakket	Individueel verpakt

Sollicitatie:


- **Productie van fysiotherapie -apparatuur:** In de productie -fabrieken van fysiotherapie apparatuur, of het nu op grote schaaluitrusting is zoals massagestoelen en fysiotherapiebedden, of kleine draagbare fysiotherapie -apparaten, kan de 10 mm pure koperalligatorclip in combinatie met een magnetische sonde worden gebruikt voor interne circuitverbindingen. Dit zorgt voor interne circuitverbindingen. De stabiele prestaties van de apparatuur en helpt om producten van hoge kwaliteit te produceren.
- **Onderhoud van fysiotherapie apparatuur:** When physiotherapy equipment malfunctions and needs to be repaired, maintenance personnel can use this alligator clip and magnetic probe to quickly connect testing equipment, detect and troubleshoot the faulty parts, accurately locate problems, shorten the maintenance time, improve the maintenance efficiency, and enable the apparatuur om zo snel mogelijk weer normaal te worden gebruikt.
- **Dagelijkse thuisfysiotherapie:** Voor gezondheidsgebruikers - Bewuste huishoudelijke gebruikers, bij het gebruik van thuisfysiotherapie -apparatuur voor dagelijkse gezondheidszorg, maakt het gemakkelijke om - gebruik van dit accessoire te gebruiken voor een gemakkelijke verbinding met de apparatuur. Het voldoet aan de behoeften van gebruikers om fysiotherapie -activiteiten onafhankelijk uit te voeren en biedt betrouwbare verbindingsondersteuning voor thuisfysiotherapie.

Hoofdkenmerken:

- **Materiële voordelen:** De **hoogwaardige alligatorclip** is gemaakt van 10 mm puur koper. Zuiver koper heeft een uitstekende elektrische geleidbaarheid, die een stabiele stroomoverdracht kan garanderen, signaalverlies kan verminderen en stabiele stroomondersteuning voor fysiotherapieapparatuur kan bieden.
- **Structureel ontwerp:** De **clip Structuur heeft een sterke klemkracht en kan verschillende draden of apparatuurinterfaces stevig vasthouden. Het kan snel en stabiel worden bediend om een betrouwbare verbinding te garanderen.**
- **Verbindingsfuncties:** De gematchte magnetische sonde maakt gebruik van magnetische kracht voor adsorptie, waardoor de behoefte aan omslachtige plug - en - haalbare acties wordt geëlimineerd. Het kan een snelle verbinding bereiken, de werkingsefficiëntie aanzienlijk verbeteren en een stabiele toestand behouden.









Certificering en naleving:

Deze kabel voldoet aan strikte normen om de hoogste kwaliteit en veiligheidsniveaus op medisch gebied te garanderen:

- **ISO 13485:** Certificering zorgt voor naleving van internationale normen voor kwaliteitsmanagementsystemen voor medische hulpmiddelen.
- **ISO 9001:** Zorg ervoor dat producten worden vervaardigd onder een geluidskwaliteitsbeheersysteem.
- **FDA goedgekeurd:** Het product is geregistreerd bij de Amerikaanse Food and Drug Administration en voldoet aan de normen voor medische hulpmiddelen.
- **CE MDR -certificering:** Voldoet aan de EU Medical Device Regulation (MDR) om de veiligheid en effectiviteit voor medisch gebruik te waarborgen.

Bedrijfsinformatie. Overzicht



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

V1: Kan ik een voorbeeldvolgorde beginnen voordat ik meer bestel?

A: Natuurlijk zal Heymed gratis monsters bieden als we ze op voorraad hebben, aangepaste monsters vereisen installatiekosten. Bedankt dat je ons om voorbeelden hebt gevraagd om onze kwaliteit te controleren.

V2: Welke betaalmethoden accepteert u?

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union en L/C

V3: Hoe doet uw fabriek in termen van kwaliteitscontrole?

Antwoord: Kwaliteit is prioriteit. De QC -afdeling met professionele kwaliteitsborgingsexperts hecht van begin tot eind groot belang aan kwaliteitscontrole. Onze fabriek heeft ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 -certificering verkregen. ENZ

Q4: Factory? Ja! Kan ik de items aanpassen die ik leuk vind, zoals het afdrukken van ons eigen logo of het wijzigen van het ontwerp?

A: Ja, we zijn een fabriek met meer dan 100 werknemers. Wij bieden OEM/ODM -services. Neem contact met ons op of onze verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie.

V5: Levertijd en garantie? Welke verzendservice gebruikt u om mijn product te verzenden?

A: Onze levertijd is ongeveer 2-4 weken en we kunnen een garantie van 12 maanden bij levering verstrekken. We gebruiken DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als klanten.

V6: Waar bevindt uw fabriek zich? Hoe kan ik daar bezoeken?

Antwoord: Natuurlijk. We zijn erg blij je te verwelkomen in Dongguan en je onze werkplek te laten zien. Onze fabriek bevindt zich in de derde. Gebouw A, nr. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Provincie Guangdong, China