

Productparameters

Productnaam	M16 M12 4PIN Aansluitingen plug snoer draad verpleegkundige bakknop waterdichte kabel voor patiënt ISO13485 & ISO9001 gecertificeerd Dongguan -fabrikant en leverancier
Connector	Plastic Lemo -connector, 4,0 mm ECG vrouwelijke snapknop
Kabellengte	1m of aangepast
Kabelkleur	Zwart of aangepast
Toegepaste apparatuur	EEG, ECG, EMG
Functie	Overdrachtssignaal
Moq	100 -stcs

Onze M16 M12 4PIN -connectoren plug koorddraad is ontworpen om naadloze connectiviteit te bieden voor verpleegkundige oproepknoppensystemen, waardoor patiënten snel en betrouwbaar kunnen signaleren voor hulp. De 4PIN M12 -connectoren zorgen voor beveiligde verbindingen, waardoor het risico op signaalonderbrekingen wordt geminimaliseerd, terwijl de M16 -connectoren een eenvoudige installatie en compatibiliteit bieden met een breed scala aan medische hulpmiddelen. Voor vergelijkbare oplossingen in medische connectiviteit, verken onze [Geïntegreerde multi-lead elektrode kabel](#), ontworpen voor precisie in multi-channel bewakingssystemen met aanpasbare configuraties.


Met een IP67 waterdichte beoordeling is deze kabel bestand tegen onderdompeling van water en kan het bestand zijn tegen regelmatige reiniging- en desinfectieprocedures, waardoor het geschikt is voor gebruik in gezondheidszorg in de gezondheidszorg waar hygiëne van cruciaal belang is. Het PVC-jasje van medische kwaliteit is niet-giftig, ftalaatvrij en gemakkelijk schoon te maken en voldoet aan de strengste veiligheidsnormen voor gezondheidszorg. Overweeg onze omgevingen die duurzame en hygiënische bedrading vereisen [Aangepaste medische EKG -kabels](#), ontworpen om betrouwbare prestaties te leveren in diagnostische apparatuur met ISO 13485-gecertificeerde kwaliteitsborging.

Productfoto:





Bedrijfsinformatie. Overzicht



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

V1: Kan ik een voorbeeldorder starten voordat ik meer bestel?

A: Natuurlijk, Heymed biedt gratis monster als we voorraad hebben, moet een aangepaste monster in rekening worden gebracht. We waarderen het dat u ons om een voorbeeld vraagt om onze kwaliteit te controleren.

V2: Welke betaalmethoden accepteert u?

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union en L/C

V3: Hoe gaat het met uw fabriek met betrekking tot kwaliteitscontrole?

A: Kwaliteit is prioriteit. QC -afdeling met professionele kwaliteitsborgingspecialist hecht van groot belang aan kwaliteitscontrole vanaf het allereerste begin tot het einde. Onze fabriek heeft ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 -authenticatie verkregen. Enz

Q4: Factory? Ja! Kan ik de items aanpassen die ik leuk vind, zoals ons eigen logo afdrukken of het ontwerp wijzigen?

A: Ja, we zijn een fabriek met meer dan 100 werknemers. Wij bieden OEM/ODM -service. Neem contact met ons op of onze verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie.

V5: Levertijd en garantie? Welke verzendservice gebruikt u voor mijn producten?

A: Onze doorlooptijd is ongeveer 2-4 weken en we kunnen 12 maanden garantie bieden bij levering. We gebruiken DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als de klant.

V6: Waar bevindt uw fabriek zich? Hoe kan ik daar bezoeken?

A: Natuurlijk. We zijn meer dan blij om u te verwelkomen in Dongguan en u op onze werkplek te laten zien. Onze fabriek bevindt zich in de 3e. Vloer, gebouw A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.