

Productparameters

Productnaam	Siliconen gezichtsmasker met schoonheidstherapie van de kabel voor gezicht voor huidverjonging Dongguan OEM -fabrikant
Kabellengte	120 cm of aangepast
Kabelkleur	Wit zwart of aangepast
Functie	Tientallen EMS -transmissie/Massager ECG/EKG/EEG/EMG -adapterkabel
Minimale bestelhoeveelheid	100 -stcs

Gefabriceerd door een professionele ISO13485-gecertificeerde OEM-fabriek in Dongguan, China, is dit siliconen gezichtsmasker met kabel schoonheidstherapie apparaat ontworpen voor krachtige gezichtsorg. Vergelijkbaar met onze [TVN's oorclip -elektrode voor auriculaire vagus zenuwstimulatie](#), dit apparaat demonstreert onze expertise in het ontwikkelen van geavanceerde apparatuur voor medische en schoonheidstherapie.

Het masker heeft siliconen voor medische kwaliteit voor comfort, duurzaamheid en biocompatibiliteit en zorgt voor veilig gebruik voor een gevoelige huid. Met geïntegreerde geleidende technologie verzendt het apparaat laagfrequente microcurrent of lichttherapie door de kabelverbinding, het bevorderen van collageenproductie, het aanscherpen van gezichtsspieren en het verbeteren van de huidelasticiteit.

Ideaal voor schoonheidssalons, spa's en huidverzorgingsroutines voor thuis, dit apparaat helpt bij het verminderen van fijne lijntjes, het herstellen van de hydratatie en het verbeteren van de huiduitstraling. Het ergonomische ontwerp zorgt voor volledige gezichtsdekking met behoud van flexibiliteit voor gebruikerscomfort. Voor aanvullende apparatuur, verken onze [Aangepaste 10 pin POGO PIN Magnetische connector tot 10 leads 4,0 mm vrouwelijke Snap ECG -kabel](#), die onze precisie -engineering in kabelproductie benadrukt.

We bieden ook OEM/ODM -services, waardoor aangepaste branding, verpakkingen en ontwerp kunnen voldoen aan verschillende marktbehoeften. Met internationale certificeringen zoals CE en ROHS is dit gezichtsmaskerapparaat een vertrouwde keuze voor wereldwijde distributeurs en huidverzorgingsmerken.

Productfoto's:





Bedrijfsinformatie. Overzicht



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

V1: Kan ik een voorbeeldvolgorde beginnen voordat ik meer bestel?

A: Natuurlijk biedt Heymed gratis monsters als we ze op voorraad hebben, aangepaste monsters vereisen installatiekosten. Bedankt dat je ons om voorbeelden hebt gevraagd om onze kwaliteit te controleren.

V2: Welke betaalmethoden accepteert u?

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union en L/C

V3: Hoe doet uw fabriek in termen van kwaliteitscontrole?

Antwoord: Kwaliteit is prioriteit. De QC -afdeling met professionele kwaliteitsborgingsexperts hecht van groot belang aan kwaliteitscontrole van het begin tot het einde. Onze fabriek heeft ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 -certificering verkregen. ENZ

Q4: Factory? Ja! Kan ik de items aanpassen die ik leuk vind, zoals het afdrukken van ons eigen logo of het wijzigen van het ontwerp?

A: Ja, we zijn een fabriek met meer dan 100 werknemers. Wij bieden OEM/ODM -services. Neem contact met ons op of onze verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie.

V5: Levertijd en garantie? Welke verzendservice gebruikt u om mijn product te verzenden?

A: Onze levertijd is ongeveer 2-4 weken en we kunnen een garantie van 12 maanden van levering verstrekken. We gebruiken DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als klanten.

V6: Waar bevindt uw fabriek zich? Hoe kan ik daar bezoeken?

Antwoord: Natuurlijk. We zijn erg blij je te verwelkomen in Dongguan en je onze werkplek te laten zien. Onze fabriek bevindt zich in de derde. Gebouw A, nr. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Provincie Guangdong, China