

Handelsvoorwaarden: FOB Shenzhen/Guangzhou/Hongkong

Productiecapaciteit: 1.000.000 stuks per maand

Betaling: T/T, Paypal, Western Union

Plaats van herkomst: Dongguan, China

Levertijd: monsterdoorlooptijd 3-7 dagen, massaproductie is ongeveer 15-20 dagen

Certificaten: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Verzending: door de lucht, over zee of Fedex, DHL, UPS

MOQ: 500 STUKS

Functies:

- Heymed 2,0 mm vrouwelijk-vrouwelijk TENS-verlengsnoer Compatibel met TENS 7000, Nicwell Care, TENS 3000
- Hoogwaardig materiaal: koperfolie premium draadkabels, duurzaam voor langdurig gebruik.
- Deze TENS vervangende verlengkabel: voor lengteverlenging wanneer uw standaard [TENS-geleidingsdraad](#) is kort en heeft extra draadkabels naar uw TENS-machine nodig.
- Deze Tens-kabelverlengkabels zijn niet beschikbaar om rechtstreeks op de apparaten aan te sluiten, het zijn slechts onderdelen voor kabelverlenging.
- Meer gerelateerd [vervanging Tientallen eenheid aansluitkabel](#),Neem dan gerust contact met ons op !

De [elektrodekabel in pin-stijl TENS-eenheden vervangende voedingsdraad](#)
Modelreferentie:



Gerelateerde producten:

[3 afleidingen magnetische ecg-snap-elektrodekabel](#)

USB Type c naar 2,0 mm pin-type elektrodekabel

Heymed Technology is een toonaangevende Chinese fabrikant voor [medische kabels](#) en accessoires, Magnetische kliksluiting [elektrode kabel](#) met een 3,5 mm audio-aansluiting, dat is niet alleen een bepaalde specificatie van de magneet-snap-leads, doet Heymed altijd het beste voor maatwerk, dat de verschillende bedradingsspecificaties, kabel, aangepaste lengte, nummer van de snap-elektrode-leads biedt.

Productkwaliteit gegarandeerd 12 maanden en RoHS en Reach-compatibel en certificering

Hemed is al gecertificeerd volgens ISO 13485 Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen, ISO 9001 Registratie voor internationaal kwaliteitsmanagement en ISO 14001 Registratie voor milieumanagementsysteem en producten is geslaagd voor UL, CQC,



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

Vraag 1: Kan ik een voorbeeldbestelling starten voordat ik er meer bestel?

A: Zeker, Heymed biedt een gratis monster als we voorraad hebben, voor een aangepast monster moeten instelkosten in rekening worden gebracht. Wij stellen het op prijs dat u ons om een monster vraagt om onze kwaliteit te controleren.

Vraag 2: Welke betaalmethoden accepteert u?

A: PayPal, T/T, Bankoverschrijving, Western Union en L/C

Vraag 3: Hoe doet uw fabriek het met betrekking tot kwaliteitscontrole?

A: Kwaliteit heeft prioriteit. De QC-afdeling met een professionele specialist op het gebied van kwaliteitsborging hecht van begin tot eind groot belang aan kwaliteitscontrole. Onze fabriek heeft Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008-authenticatie verkregen. Enz

Vraag 4: Fabriek? Ja! Kan ik de items die ik leuk vind aanpassen, zoals ons eigen logo afdrukken of het ontwerp aanpassen?

A: Ja, we zijn een fabriek met meer dan 100 werknemers. Wij bieden OEM/ODM-service. Neem contact met ons of onze verkoopvertegenwoordiger op voor meer informatie.

Q5: Levertijd en garantie? Welke verzendservice gaat u gebruiken voor mijn producten?

A: Onze levertijd bedraagt ongeveer 2-4 weken en we kunnen 12 maanden garantie vanaf levering bieden. We gebruiken DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS als klant.

Vraag 6: Waar bevindt uw fabriek zich? Hoe kan ik daar bezoeken?

EEN: Zeker. Wij heten u graag welkom in Dongguan en leiden u rond in onze werkplaats.