

Handelsvoorwaarden: FOB Shenzhen/Guangzhou/Hongkong

Productiecapaciteit: 1.000.000 stuks per maand

Betaling: T/T, Paypal, Western Union

Plaats van herkomst: Dongguan, China

Levertijd: monsterdoorlooptijd 3-7 dagen, massaproductie is ongeveer 15-20 dagen

Certificaten: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Verzending: door de lucht, over zee of Fedex, DHL, UPS

MOQ: 500 STUKS

USB C naar 4,0 mm vrouwelijke klik-ECG-elektrodekabel met siliconen oorhaak

Beschrijving: Pas uw ECG-bewakingsopstelling aan met deze USB C naar 4,0 mm vrouwelijke klikelektrodekabel [3,5 mm jack oorhaak ECG-elektrodedraad](#) ook verkrijgbaar, met een handige siliconen oorhaak voor comfortabel dragen. Deze kabel is ontworpen voor compatibiliteit met een reeks ECG-machines en monitoren en zorgt voor betrouwbare connectiviteit en signaaloverdracht voor nauwkeurige metingen tijdens medische tests en diagnostiek. De duurzame constructie en de flexibele siliconen oorhaak maken hem ideaal voor langdurig gebruik zonder dat dit ten koste gaat van het comfort of de prestaties.

Belangrijkste kenmerken:

- **USB C-compatibiliteit:** Kan eenvoudig worden aangesloten op moderne apparaten met USB C-poorten voor naadloze integratie.
- **4,0 mm vrouwelijke klik:** Compatibel met standaard klikelektroden die in medische omgevingen worden gebruikt.
- **Siliconen oorhaak:** Biedt een veilige en comfortabele pasvorm, geschikt voor langdurig gebruik.
- **Duurzame constructie:** Gebouwd om veelvuldig gebruik in medische omgevingen te weerstaan.
- **Betrouwbare signaaloverdracht:** Zorgt voor nauwkeurige gegevensoverdracht voor nauwkeurige monitoring en diagnostiek.

Specificaties:

- **Connectortype:** [USB C naar 4,0 mm vrouwelijke kliksluiting](#)
- **Materiaal:** Siliconen (oorhaak), hoogwaardige TPU-draad van medische kwaliteit
- **Lengte:** 0,9 m of aangepast
- **Kleur:** Zwart wit
- **Compatibiliteit:** Werkt met een breed scala aan ECG-machines en monitoren

Toepassingen:

- Ideaal voor zorgprofessionals, medische klinieken, ziekenhuizen en thuiszorginstellingen.
- Perfect voor ECG-bewaking tijdens diagnostische procedures, patiëntbewaking en medisch onderzoek.

Stroomlijn uw ECG-bewakingsprocedures met onze ECG Female Snap Tens-elektrodekabel. Deze kabel is

ontworpen voor betrouwbaarheid, veelzijdigheid en gebruiksgemak en verbetert de nauwkeurigheid en efficiëntie van ECG-opnamen, waardoor optimale patiëntenzorg en diagnostische resultaten worden gegarandeerd.



Heymed Technology is een toonaangevende fabrikant van ECG-ECG-kabels in China. Heymed levert op maat gemaakte medische kabeldiensten en doet altijd het beste op het gebied van maatwerk, met de verschillende bedradingsspecificaties, kabel, aangepaste lengte en nummer van de snap-elektrodekabels.

Productkwaliteit gegarandeerd 12 maanden en RoHS en Reach-compatibel en certificering

Hemed is al gecertificeerd volgens ISO 13485 Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen, ISO 9001 Registratie voor internationaal kwaliteitsmanagement en ISO 14001 Registratie voor milieumanagementsysteem en producten is geslaagd voor UL, CQC, CE, SGS Testrapporten

FAQ

Vraag 1: Kan ik een voorbeeldbestelling starten voordat ik er meer bestel?

A: Zeker, Heymed biedt een gratis monster als we voorraad hebben, voor een aangepast monster moeten instelkosten in rekening worden gebracht. Wij stellen het op prijs dat u ons om een monster vraagt om onze kwaliteit te controleren.

Vraag 2: Welke betaalmethoden accepteert u?

A: PayPal, T/T, Bankoverschrijving, Western Union en L/C

Vraag 3: Hoe doet uw fabriek het met betrekking tot kwaliteitscontrole?

A: Kwaliteit heeft prioriteit. De QC-afdeling met een professionele specialist op het gebied van kwaliteitsborging hecht van begin tot eind groot belang aan kwaliteitscontrole. Onze fabriek heeft Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008-authenticatie verkregen. Enz

Vraag 4: Fabriek? Ja! Kan ik de items die ik leuk vind aanpassen, zoals ons eigen logo afdrukken of het ontwerp aanpassen?

A: Ja, we zijn een fabriek met meer dan 100 werknemers. Wij bieden OEM/ODM-service. Neem voor meer informatie contact met ons of onze verkoopvertegenwoordiger op.

Q5: Levertijd en garantie? Welke verzendservice gaat u gebruiken voor mijn producten?

A: Onze levertijd bedraagt ongeveer 2-4 weken en we kunnen 12 maanden garantie vanaf levering bieden. We gebruiken DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS als klant.

Vraag 6: Waar bevindt uw fabriek zich? Hoe kan ik daar bezoeken?

EEN: Zeker. Wij heten u graag welkom in Dongguan en leiden u rond in onze werkplaats.