

Igła elektrody 2.0 Obróć podwójny 3,5 mm 4,0 mm L = 1,5 cm Biały kabel z zatrzaskiem magnetycznym do fizykoterapii zilustrować:

Warunki hIlowe: FOB Shenzhen/Guangzhou/Hongkong

Zdolność produkcyjna: 1 000 000 sztuk miesięcznie

Metoda płatności: T/T, Paypal, Western Union

Miejsce pochodzenia: Dongguan, Chiny

Czas dostawy: czas dostawy próbki wynosi 3-7 dni, produkcja masowa wynosi około 15-20 dni

Certyfikat: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Wysyłka: lotnicza, morska lub Fedex, DHL, UPS

Minimalna ilość zamówienia: 500szt

Haimed Technology Magnetic Snap Button Factory zapewnia wysokiej jakości zatrzaski magnetyczne. To nie tylko przycisk magnetyczny. Haimed zawsze był profesjonalnym producentem niestandardowych przewodów do przycisków magnetycznych w Chinach, na przykład z przyciskami prowadzącymi elektrody pomocniczej [Kabel elektrody magnetycznej 3,5 mm typu jack stereo z 3 odprowadzeniami EKG](#), I [Kabel łączący męski EKG z gniazdem żeńskim DuPont 2,54 mm](#), and [20-pinowe złącze do żeńskiego przewodu odprowadzenia EKG elektrody 4,0 mm](#), I [Kabel elektrodowy USB A męski na 3,5 mm 4,0 mm 5,0 mm żeński, zatrzaskowy z możliwością przełączania zasilania](#) itp.

Jakość produktu gwarantowana przez ponad 12 miesięcy, zgodna ze standardami RoHS i Reach oraz certyfikowana

Haimed przeszedł certyfikację zarządzania jakością wyrobów medycznych ISO 13485, międzynarodową rejestrację zarządzania jakością ISO 9 0 0 1 i rejestrację systemu zarządzania środowiskowego ISO 1 4 0 0 1, a jej produkty przeszły raporty z testów UL, CQC, CE, SGS