

Nazwa produktu	2,5 mm kątowy męski wtyk audio do klipsa na ucho z elektrodą „dwa w jednym” firmy Guangdong, profesjonalna personalizacja ISO9001/13485, certyfikat FDA, CE
aplikacja	Maszyna do stymulacji, instrument do fizykoterapii
długość	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm lub niestandardowe
kolor	Szary, biały, czarny i dostosowany
Materiał przewodnika	Cynowana miedź
Pakiet	Pakowane pojedynczo

aplikacja:

- **Oddział Fizjoterapii Szpitalnej:** Stosowany w różnych urządzeniach do fizykoterapii o średniej i niskiej częstotliwości, aby pomóc w leczeniu nerwobólów, napięć mięśni i innych chorób.
- **ośrodek rehabilitacyjny:** Stosowany w połączeniu ze sprzętem rehabilitacyjnym w celu stymulacji punktów usznych pacjenta i wspomagania powrotu do zdrowia.
- **domowa opieka zdrowotna:** Można podłączyć do domowego sprzętu do fizykoterapii, użytkownicy mogą wykonywać w domu masaż zdrowotny uszu, aby złagodzić zmęczenie.

Główne cechy:

- **Unikalna konstrukcja rozdzielacza w kształcie litery Y:** Złącze kolankowe audio 2.5 jest mocno podłączone i niełatwe do poluzowania. Konstrukcja klipsa na ucho „dwa w jednym” umożliwia jednoczesne wykonywanie fizykoterapii na obu uszach, aby poprawić wydajność.
- **Usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb:** Profesjonalna fabryka Guangdong ma dużą siłę i może dostosować produkty do wymagań klienta, takich jak długość, kolor, opakowanie itp.
- **Certyfikacja profesjonalna:** dzięki certyfikatom ISO9001, ISO13485, FDA, CE (MDR 2017/745) i innym certyfikatom jakość spełnia międzynarodowe standardy oraz jest bezpieczna i niezawodna.

Materiał wysokiej jakości: drut wykonany jest z materiału PVC, który jest miękki, trwały, zapobiegający starzeniu, odporny na korozję i można go dostosować do różnych środowisk użytkowania.








Certyfikacja i zgodność:

Kabel ten spełnia rygorystyczne normy, aby zapewnić najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa w branży medycznej:

- **ISO13485:** Certyfikacja zapewnia zgodność z międzynarodowymi standardami systemów zarządzania jakością wyrobów medycznych.
- **ISO9001:** Upewnij się, że produkty są wytwarzane w ramach solidnego systemu zarządzania jakością.
- **Zatwierdzone przez FDA:** Produkt jest zarejestrowany w amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków i spełnia jej standardy dotyczące wyrobów medycznych.
- **Certyfikat CE MDR:** Jest zgodny z rozporządzeniem UE dotyczącym wyrobów medycznych (MDR), aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność w zastosowaniach medycznych.

Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

Często zadawane pytania

P1: Czy mogę rozpocząć zamówienie próbne przed zamówieniem większej liczby?

Odp.: Oczywiście Heymed dostarczy bezpłatne próbki, jeśli mamy je w magazynie, próbki niestandardowe wymagają opłat instalacyjnych. Dziękujemy za poproszenie nas o próbki w celu sprawdzenia naszej jakości.

P2: Jakie metody płatności akceptujecie?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i akredytywa

P3: Jak radzi sobie Twoja fabryka pod względem kontroli jakości?

Odpowiedź: Jakość jest priorytetem. Dział kontroli jakości składający się z profesjonalnych ekspertów ds. zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od początku do końca. Nasza fabryka uzyskała certyfikaty Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ITP

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które mi się podobają, na przykład wydrukować własne logo lub zmodyfikować projekt?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką zatrudniającą ponad 100 pracowników. Świadczymy usługi OEM/ODM. W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z nami lub naszym przedstawicielem handlowym.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Z jakiej usługi wysyłkowej skorzystasz przy wysyłce mojego produktu?

Odp.: Nasz czas dostawy wynosi około 2-4 tygodni i możemy zapewnić 12 miesięcy gwarancji od dostawy. Używamy DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS jako klientów.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odpowiedź: Oczywiście. Bardzo się cieszymy, że możemy powitać Państwa w Dongguan i pokazać nasze miejsce pracy. Nasza fabryka znajduje się w trzeciej. Budynek A, nr 8, Kangyang 1st Street, wioska Shebei, miasto Huangjiang, miasto Dongguan, prowincja Guangdong, Chiny