

Nazwa produktu	2,5 mm gniazda audio Dual Ear Clip Kabel wielokrotnego użytku Elektrode przewodnika ołowiu dla urządzeń zdrowotnych medycznych China Dongguan Manufaktre
aplikacja	Maszyna stymulacyjna, instrument fizykoterapii
długość	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm lub dostosowane
kolor	Szary, biały, czarny i dostosowany
Materiał przewodnika	Cynna miedź
Pakiet	Indywidualnie pakowane

Nasz kabel z podwójnym ucha podnośnika 2,5 mm to wysokiej jakości przewód ołowiowy elektrody zaprojektowany do zdrowia i medycznych urządzeń elektronicznych. Ma niezawodny złącze męskie 2,5 mm i klipsy do uszu ze stali nierdzewnej wielokrotnego użytku z miękkimi podkładkami dla komfortu pacjenta. Zbudowany z trwałego miedzianego okablowania i elastycznej kurtki PCV, kabel zapewnia długotrwałą wydajność.

Produkowane przez profesjonalną fabrykę z siedzibą w Dongguan w Chinach, jesteśmy certyfikowanym dostawcą ISO13485 i ISO9001 z bogatym doświadczeniem w produkcji OEM i ODM. Ten produkt jest szeroko stosowany w terapii TENS, stymulatorach mięśni EMS i innych urządzeniach elektroterapii. W przypadku podobnych aplikacji oferujemy również [Kabel elektrody żeńskiej USB-C do 4,0 mm z silikonowym earhook](#), który zapewnia niezawodną transmisję sygnału i zwiększony komfort pacjenta, a także [niestandardowa wtyczka audio 6,35 mm do podwójnego kabla do szpilki 2,0 mm](#). Zaprojektowany do profesjonalnych ustawień fizjoterapii.

Niestandardowe długości, opakowanie i etykietowanie prywatne są dostępne na żądanie.





Certyfikacja i zgodność:

Kabel ten spełnia surowe standardy, aby zapewnić najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa w dziedzinie medycyny:

- **ISO 13485:** Certyfikacja zapewnia zgodność z międzynarodowymi standardami systemów zarządzania jakością urządzeń medycznych.
- **ISO 9001:** Upewnij się, że produkty są wytwarzane w systemie zarządzania jakością dźwięku.
- **Zatwierdzona FDA:** Produkt jest zarejestrowany w U.S. Food and Drug Administration i spełnia standardy urządzeń medycznych.
- **Certyfikacja CE MDR:** Zgodnie z regulacją urządzeń medycznych UE (MDR) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności w przypadku użytku medycznego.

Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

FAQ

P1: Czy mogę rozpocząć przykładowe zamówienie przed zamówieniem więcej?

Odp.: Oczywiście Heymed zapewni bezpłatne próbki, jeśli mamy je w magazynie, niestandardowe próbki wymagają opłat za instalację. Dziękujemy za poproszenie nas o próbki, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i L/C

P3: Jak robi Twoja fabryka pod względem kontroli jakości?

Odpowiedź: Jakość jest priorytetem. Dział QC z profesjonalnymi ekspertami ds. Zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od początku do końca. Nasza fabryka uzyskała certyfikat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ITP

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które lubię, takie jak drukowanie własnego logo lub modyfikowanie projektu?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką z ponad 100 pracownikami. Zapewniamy usługi OEM/ODM. Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Jakiej usługi wysyłki użyjesz do wysyłki mojego produktu?

Odp.: Nasz czas dostawy wynosi około 2-4 tygodni i możemy zapewnić 12-miesięczną gwarancję na dostawę. Używamy DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS jako klientów.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odpowiedź: Oczywiście. Z przyjemnością witamy Cię w Dongguan i pokazujemy nasze miejsce pracy. Nasza fabryka znajduje się w trzeciej. Building A, nr 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Prowincja Guangdong, Chiny