

Parametry produktu

Nazwa produktu	2,5 mm 2P podwójna elektroda przewodząca z białą nietkaną elektrodą tkaninową Producent akcesoriów medycznych Dongguan
Złącze	Przycisk Snap 2,5 mm
Tworzywo	Tkanina bez tkania
Kolor	Biały
Urządzenia stosowane	Szpital Medical, Dysphagia Machine
Funkcjonować	Medical Health Services, połknięcia fizjoterapii gardła
MOQ	500pcs

Wyprodukowane przez profesjonalnego dostawcę akcesoriów medycznych certyfikowanego ISO 13485 w Dongguan w Chinach, ta podwójna elektroda przewodząca 2,5 mm 2P łączy precyzyjną inżynierię z komfortem pacjentów. Dla klinicystów potrzebujących wszechstronnych alternatyw, rozważ nasze [2,5 mm gniazdo audio z podwójnym kablem ucha](#), zawierające 2,5 mm męskie złącze audio i wielokrotne elektrody ucha ze stali nierdzewnej-również certyfikowane i idealne do dziesiątek, EMS, fizjoterapii i akupunktury


Biała, niekątowa podkładka elektrody tkaninowa oferuje oddychającą, lekką wydajność, zapewniając jednocześnie silną przyczepność bez podrażniając skóry. 2-pinowe złącze 2,5 mm jest kompatybilne z szerokim zakresem dziesiątek, EMS i maszyn fizjoterapii, co czyni go wszechstronnym rozwiązaniem dla klinik, centrów rehabilitacyjnych i stosowania terapii osobistej. Aby uzyskać bardziej kompaktowe, ale niezawodne rozwiązanie połączenia, możesz także zbadać nasze [4-pinowe 4-pinowe złącze wysokości 2,5 mm do kabla typu pinowego 2,0 mm](#), zaprojektowany w celu uzyskania precyzyjnego, trwałego zastosowania w klinicznych lub osobistych warunkach terapeutycznych i w pełni konfigurowalny.

Zdjęcie produktu:





Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

P1: Czy mogę rozpocząć przykładowe zamówienie, zanim zamówię więcej?

Odp.: Jasne, HeyMED zapewnia bezpłatną próbkę, jeśli mamy zapas, dostosowana próbka musi zostać obciążona kosztem konfiguracji. Doceniamy, że poprosisz nas o próbkę, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i L/C

P3: Jak radzi sobie twoja fabryka w zakresie kontroli jakości?

Odp.: Jakość jest priorytetem. Dział QC z profesjonalnym specjalistą ds. Zapewnienia jakości przywiązuje do samego początku wielką wagę do kontroli jakości do samego początku. Nasza fabryka uzyskała uwierzytelnianie ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Itp

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które lubię, takie jak wydrukowanie własnego logo lub zmodyfikowanie projektu?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką z ponad 100 pracownikami. Oferujemy usługę OEM/ODM. Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Jakiej usługi wysyłki użyjesz do moich produktów?

Odp.: Nasz czas realizacji wynosi około 2-4 tygodni i możemy zaoferować 12-miesięczną gwarancję na dostawę. Używamy DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS jako klienta.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odp.: Jasne. Z przyjemnością witamy Cię w Dongguan i pokazujemy w naszym miejscu pracy. Nasza fabryka znajduje się na 3. miejscu. Podłoga, budynek A, nr 8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Chiny.