

Nasz 8-kanalowy limit elektrody EEG jest specjalnie zaprojektowany do badań naukowych, badań poznawczych i szkolenia neurofeedback, po znormalizowanym międzynarodowym systemie wiodącym elektrod EEG 10-20. Wykonany z premium elastycznej tkaniny, CAP zapewnia przytulne, ale wygodne dopasowanie do rozszerzonych sesji monitorowania, poprawiając zarówno jakość sygnału, jak i wrażenia użytkownika. W celu ulepszonego zbierania sygnałów można to skutecznie połączyć z naszymi [trwałe przewody ołowiu EEG](#) Aby zapewnić stabilną transmisję podczas procesu rejestrowania.

Jako zaufany producent i dostawca China Dongguan, koncentrujemy się na dostarczaniu wysokiej jakości akcesoriów EEG o niezawodnych wydajności i elastycznej opcji dostosowywania. WPR obsługuje różne materiały elektrod, typy złącza i rozmiary CAP, dzięki czemu jest wysoce przystosowana do różnych środowisk badawczych. Dodatkowo, w przypadku aplikacji wymagających dodatkowego monitorowania, nasze [jednorazowe łatki elektrody](#) Oferuj doskonałą przyczepność skóry i niską impedancję, co dodatkowo poprawia jakość akwizycji sygnału EEG.

Dzięki silnym możliwościom OEM i ODM nasza fabryka z siedzibą w Dongguan zapewnia szybką dostawę, ścisłą kontrolę jakości i profesjonalne usługi wspierające globalne klientów w branży medycznej i naukowej.





Certyfikacja i zgodność:

Kabel ten spełnia surowe standardy, aby zapewnić najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa w dziedzinie medycyny:

- **ISO 13485:** Certyfikacja zapewnia zgodność z międzynarodowymi standardami systemów zarządzania jakością urządzeń medycznych.
- **ISO 9001:** Upewnij się, że produkty są wytwarzane w systemie zarządzania jakością dźwięku.
- **Zatwierdzona FDA:** Produkt jest zarejestrowany w U.S. Food and Drug Administration i spełnia standardy urządzeń medycznych.
- **Certyfikacja CE MDR:** Zgodnie z regulacją urządzeń medycznych UE (MDR) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności w przypadku użytku medycznego.

Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

P1: Czy mogę rozpocząć przykładowe zamówienie przed zamówieniem więcej?

Odp.: Oczywiście Heymed zapewni bezpłatne próbki, jeśli mamy je w magazynie, niestandardowe próbki wymagają opłat za instalację. Dziękujemy za poproszenie nas o próbki, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i L/C

P3: Jak robi Twoja fabryka pod względem kontroli jakości?

Odpowiedź: Jakość jest priorytetem. Dział QC z profesjonalnymi ekspertami ds. Zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od początku do końca. Nasza fabryka uzyskała certyfikat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ITP

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które lubię, takie jak drukowanie własnego logo lub modyfikowanie projektu?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką z ponad 100 pracownikami. Zapewniamy usługi OEM/ODM. Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Jakiej usługi wysyłki użyjesz do wysyłki mojego produktu?

Odp.: Nasz czas dostawy wynosi około 2-4 tygodni i możemy zapewnić 12-miesięczną gwarancję na dostawę. Używamy DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS jako klientów.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odpowiedź: Oczywiście. Z przyjemnością witamy Cię w Dongguan i pokazujemy nasze miejsce pracy. Nasza fabryka znajduje się w trzeciej. Building A, nr 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Prowincja Guangdong, Chiny