

Warunki handlowe: FOB shenzhen/Guangzhou/Hongkong

Zdolność produkcyjna: 1 000 000 sztuk miesięcznie

Płatność: T/T, Paypal, western union

Miejsce pochodzenia: Dongguan, Chiny

Czas dostawy: przykładowy czas realizacji 3-7 dni, produkcja masowa wynosi około 15-20 dni

Certyfikaty: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Wysyłka: drogą lotniczą, morską lub Fedex, DHL, UPS

MOQ: 500 SZT


Cechy:

1. **Wysokiej jakości konstrukcja:** Wykonany z najwyższej jakości materiałów kabel ten zapewnia trwałość i długowieczność, nawet w wymagających środowiskach medycznych.
2. **Precyzyjna transmisja sygnału:** Zaprojektowane, aby zapewnić precyzyjną i niezawodną transmisję sygnału, zachowując integralność danych medycznych na potrzeby dokładnej diagnostyki i analiz.
3. **Uniwersalna kompatybilność:** Kompatybilny z szeroką gamą sprzętu medycznego, w tym urządzeniami EEG (elektroencefalografią), monitorami EKG (elektrokardiografią), urządzeniami EMG (elektromiografią), urządzeniami TENS (przezskórną elektryczną stymulacją nerwów) i nie tylko.
4. **Podwójne złącza elektrod pinowych 2,0 mm:** Posiada podwójne złącza pinowe 2,0 mm, zapewniające bezpieczne i stabilne połączenie z elektrodami medycznymi w celu spójnego i nieprzerwanego gromadzenia danych.
5. **Interfejs jack 3,5 mm:** Wyposażony w standardowy interfejs jack 3,5 mm, umożliwiający bezproblemową łączność z urządzeniami takimi jak komputery, tablety, smartfony i systemy rejestracji medycznej.
6. **Elastyczne opcje długości:** Dostępne w różnych długościach, aby dostosować się do różnych ustawień i konfiguracji, zapewniając elastyczność w procedurach medycznych

i eksperymentach.

7. **Łatwy w użyciu:** Konstrukcja typu plug-and-play zapewnia bezproblemową konfigurację i obsługę, oszczędzając czas i wysiłek personelu medycznego i badaczy.
8. **Bezpieczny i niezawodny:** Spełnia standardy branżowe dotyczące bezpieczeństwa i wydajności, zapewniając spokój ducha podczas zabiegów medycznych i monitorowania pacjenta.
9. **Wszechstronne zastosowania:** Nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań medycznych, w tym badań neurologicznych, monitorowania pracy serca, oceny aktywności mięśni, leczenia bólu i terapii rehabilitacyjnej.
10. **Stopień profesjonalny:** Zaufało lekarzom, badaczom, pedagogom i instytucjom opieki zdrowotnej na całym świecie ze względu na jakość i wydajność w warunkach klinicznych i badawczych.

Kabel elektrody typu pin z wtykiem 3,5 mm Odniesienie do rysunku:



Heymed Technology jest wiodącym producentem porcelany [kable medyczne](#) i akcesoria, zatrask magnetyczny [kabel elektrody](#) z gniazdem audio 3,5 mm, to nie tylko pewna specyfikacja przewodów zatraskowych z magnesem, Heymed zawsze dokłada wszelkich starań, aby dostosować je do indywidualnych potrzeb, co zapewnia różne specyfikacje okablowania, kabel, niestandardową długość, liczbę przewodów elektrod zatraskowych.

Jakość produktów gwarantowana przez ponad 12 miesięcy oraz zgodność z dyrektywą RoHS

i certyfikatem

Firma Hemed posiada już certyfikat ISO 13485 Zarządzanie jakością wyrobów medycznych, ISO 9001 Rejestracja w zakresie międzynarodowego zarządzania jakością oraz ISO 14001 Rejestracja systemu zarządzania środowiskowego i produktów przeszła pomyślnie raporty z testów UL, CQC, CE, SGS