

Nazwa produktu	4 -pinowy metalowy cytryn w kształcie litery L do 316 kabel terapii ze stali nierdzewnej ISO13485 Dongguan Producent kabli medycznych
aplikacja	Maszyna stymulacyjna, narzędzie fizykoterapii
długość	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm lub zwyczaj
kolor	Czarny, szary, biały, czarny i zwyczajowy
Materiał przewodnika	Miedź w puszkach
pakiet	Pakowane osobno

Produkowana przez fabrykę kabli medycznych ISO13485 w Dongguan w Chinach, ta metalowa wtyczka Lemo w kształcie L 4Pin do 316 kabla terapii ze stali nierdzewnej zapewnia stabilną i transmisję sygnału o niskiej oporności w profesjonalnych urządzeniach terapeutycznych, w tym dziesiątki, EMS i bioelektryczne systemy stymulacji. Doskonale uzupełnia inne zespoły kablowe Dongguan z inżynierami precyzyjnymi, takie jak [Dostosowane złącze 4pin metalowe złącza do kabla fizjoterapii 22.0-4Pin](#), wykonane również przez tego samego dostawcy na podstawie certyfikacji ISO13485.

Wtyczka kompatybilna z ledem zapewnia bezpieczne dopasowanie do gniazda klasy medycznej, podczas gdy złącze stali nierdzewnej 316 zapewnia doskonałą przewodność i odporność na korozję, odpowiednie do długoterminowych zastosowań medycznych lub estetycznych. To płynnie dostosowuje się do produktów takich jak produkty [Samozwańcze metalowe złącze lemo od 6pin do DB9 SPO₂ Consterfel](#), prezentując naszą wszechstronność naszej rośliny w Dongguan jako niezawodny dostawca zarówno zespołów metalowych, jak i plastikowych lemo.

Nasza roślina oparta na Dongguan wykorzystuje materiały biokompatybilne, takie jak TPU lub silikon do izolacji, oferując elastyczność, trwałość i bezpieczeństwo pacjentów. Jako niezawodny dostawca hurtowy i dostawca projektów OEM i ODM, zapewniamy pełne dostosowywanie typów łączników, długości kablowych i etykietowania, aby zaspokoić Twoje potrzeby kliniczne lub komercyjne.





Certyfikacja i zgodność:

Kabel spełnia rygorystyczne standardy, aby zapewnić najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa w dziedzinie medycyny:

- **ISO 13485:** Certyfikacja zapewnia zgodność z międzynarodowymi standardami systemów zarządzania jakością sprzętu medycznego.
- **ISO 9001:** Upewnij się, że produkt jest wytwarzany w systemie zarządzania jakością dźwięku.
- **Zatwierdzenie FDA:** Produkt jest zarejestrowany w U.S. Food and Drug Administration i spełnia standardy urządzeń medycznych.
- **Certyfikacja CE MDR:** Zastosuj się do regulacji sprzętu medycznego UE (MDR) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności zastosowań medycznych.

Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

FAQ

P1: Czy mogę rozpocząć przykładowe zamówienie przed zamówieniem więcej?

Odp.: Oczywiście Heymed zapewni bezpłatne próbki, a jeśli będziemy mieć zapasy, niestandardowe próbki będą wymagały kosztów instalacji. Dziękujemy za poproszenie nas o sprawdzenie naszej jakości próbek.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i L/C

Pytanie 3: Jak radzi sobie twoja fabryka w kontroli jakości?

Odpowiedź: Jakość jest preferowana. Dział QC z profesjonalnymi ekspertami ds. Zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od początku do końca. Nasza fabryka została certyfikowana przez ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ITP

Pytanie 4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować moje ulubione przedmioty, takie jak drukowanie własnego logo lub modyfikowanie mojego projektu?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką z ponad 100 pracownikami. Zapewniamy usługi OEM/ODM. Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Pytanie 5: Czas dostawy i gwarancja? Jakich usług transportowych użyjesz do wysyłania moich produktów?

Odp.: Nasz czas dostawy wynosi około 2-4 tygodni i możemy zapewnić 12-miesięczną gwarancję dostawy. Używamy DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS jako klientów.

Pytanie 6: Gdzie jest Twoja fabryka? Jak mam odwiedzić?

Odpowiedź: Oczywiście. Z przyjemnością witamy Cię w Dongguan i pokazujemy nasze miejsce pracy. Nasza fabryka znajduje się w trzeciej. Budynek A, nr 8, położony przy Kangyang 1st Street, Shebei Village, Dongguacheng, prowincja Guangdong, Chiny