

Parametry produktu

Nazwa produktu	4,0 mm medyczne męskie osłona silikonowe do 4,0 mm medyczne snap snap pvc formowanie TENS EMS Urządzenia Dongguan Tens EMS Producent przewodów ołowiowych
złącze	Snap 4,0 mm (mężczyzna i kobieta)
Długość kabla	120 cm lub dostosowane
Kolor kabla	czarny lub dostosowany
Funkcjonować	TENS EMS Transmisja/masażer EKG/EKG/EEG/EMG kabel adaptera
Minimalna ilość zamówienia	500pcs

Wyprodukowany przez profesjonalnego certyfikowanego dostawcę drutu i fabrycznego z certyfikatem ISO13485 w Dongguan w Chinach, ten niestandardowy kabel ma 4,0 mm medyczny snap z silikonową osłoną podłączoną do snapa 4,0 mm z trwałym formowaniem PVC. Urządzenia do użytku z dziesiątkami (przezskórna stymulacja nerwu elektrycznego) i EMS (stymulacja mięśni elektrycznych), kabel zapewnia stabilne połączenie i wysoką wierność sygnału w ustawieniach terapeutycznych.

Możesz także rozważyć nasze [2,0 mm żeńska elektrodowa szpilka elektrody do 4,0 mm żeńskie drut ołowiu dla urządzeń TENS EMS](#), który zapewnia format PIN -TO -SNAP przy użyciu PVC lub TPU w kierunku medycznym, idealny do systemów wymagających połączenia ze standardowymi wyjściami typu pin -typu

Biokompatybilna osłona silikonowa zapewnia elastyczność i komfort podczas przedłużonego użytkowania, podczas gdy snap -kategoryczny końcowy PVC zapewnia bezpieczne dopasowanie większości podkładek elektrod. Idealny do dostosowywania OEM/ODM, kabel ten obsługuje różne długości drutu, odstępy SNAP i konfiguracje ołowiu.


Alternatywnie sprawdź nasze [Dostosowana plastikowa wtyczka Lemo do 4 przewodów 4,0 mm elektrody żeński kabel krążący](#), zawierający wtyczkę kompatybilną z lemo na jednym końcu i czterech żeńskich złączy snapów 4,0 mm-zaprojektowane dla aplikacji wielokrotnych, takich jak Tens, EMS, EKG i EMG Systems

Zdjęcia produktu:





Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

P1: Czy mogę rozpocząć przykładowe zamówienie przed zamówieniem więcej?

Odp.: Oczywiście Heymed zapewnia bezpłatne próbki, jeśli mamy je w magazynie, niestandardowe próbki wymagają opłat za instalację. Dziękujemy za poproszenie nas o próbki, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i L/C

P3: Jak robi Twoja fabryka pod względem kontroli jakości?

Odpowiedź: Jakość jest priorytetem. Dział QC z profesjonalnymi ekspertami ds. Zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od początku do końca. Nasza fabryka uzyskała certyfikat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ITP

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które lubię, takie jak drukowanie własnego logo lub modyfikowanie projektu?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką z ponad 100 pracownikami. Zapewniamy usługi OEM/ODM. Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Jakiej usługi wysyłki użyjesz do wysyłki mojego produktu?

Odp.: Nasz czas dostawy wynosi około 2-4 tygodni i możemy udzielić 12-miesięcznej gwarancji dostawy. Używamy DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS jako klientów.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odpowiedź: Oczywiście. Z przyjemnością witamy Cię w Dongguan i pokazujemy nasze miejsce pracy. Nasza fabryka znajduje się w trzeciej. Building A, nr 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Prowincja Guangdong, Chiny