

Warunki handlowe: FOB shenzhen/Guangzhou/Hongkong

Zdolność produkcyjna: 1 000 000 sztuk miesięcznie

Płatność: T/T, Paypal, western union

Miejsce pochodzenia: Dongguan, Chiny

Czas dostawy: przykładowy czas realizacji 3-7 dni, produkcja masowa wynosi około 15-20 dni

Certyfikaty: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Wysyłka: drogą powietrzną, morską lub Fedex, DHL, UPS

MOQ: 500 SZT

Specyfikacja:

Opis:

- Obecnie większość małych instrumentów dostępnych na rynku wykorzystuje złącza 2,5 mm do urządzeń medycznych. Ten kabel elektrody emg jest odpowiedni do większości instrumentów terapeutycznych i instrumentów do fizjoterapii. Nadaje się do EKG, EEG, EMG, fizjoterapii i innych produktów elektronicznych, wspiera monitorowanie i pozyskiwanie sygnału oraz zastosowania stymulacji elektrycznej falami mikroelektrycznymi.
- Linia do fizjoterapii z zatrzaskiem elektrodowym zwykle składa się z przewodzącego kleju, folii przewodzącej, drutu przewodzącego lub klamry do fizjoterapii elektrodowej.
- Ten **Kabel elektrody emg ekg ekg** z rezystorem o rezystancji 510ohm-12100ohm w każdym zatrzasku, który może stabilizować napięcie, kontrolować ilość prądu, obniżać temperaturę drutu i przedłużać żywotność kabla.
- Wspomaga regenerację nerwowo-mięśniową i poprawę funkcjonalną poprzez stymulację nerwowo-mięśniową. Zastosowanie drutów zatrzaskowych umożliwia równomierny przepływ prądu elektrycznego w kontakcie ze skórą, co pozwala uzyskać efekt terapeutyczny.

Kluczowe cechy:

- **Wartość rezystora 510ohm-12100ohm** : Zapewnia optymalną przewodność elektryczną i trwałość.
- **Odmiany wtrysku koloru zatrzaskowego**: inny kolor zatrzasku elektrody ułatwia klientom dyskryminację.
- **Uniwersalna kompatybilność**: Zaprojektowany do wielu zastosowań, używany z zapalką do masażu i masażerem TENS, może promować krążenie krwi i osiągnąć efekt zachowania zdrowia.
- **Materiał**: Wysokiej jakości materiały, rdzeń miedziany i obudowa z tworzywa sztucznego, trwałe i długowieczne, niezawodne w użyciu
- **Złącze wtykowe**: Główna wtyczka 2,5 mm, średnica zatrzasku 3,5 mm, 4,0 mm

Dane techniczne:

- **Materiał**: Goła miedź, TPU
- **Kolor**: Czarny (inne kolory dostępne na zamówienie)

- **Długość:** 1 m lub dostosowane

Aplikacje:

- Idealny do terapii uśmierzającej ból, rehabilitacji mięśni i sesji fizykoterapii.
- Nadaje się do użytku osobistego lub profesjonalnych zastosowań medycznych.

Uwagi:

[Najnowszy kabel elektrody ekg z pinem pogo stąd.](#)



Heymed Technology jest wiodącym chińskim stymulatorem oporności elektrod TENS EMS [przewód audio](#) producent przewodów zatrzaskowych, Dostarczanie kabli ze złączami do urządzeń

medycznych do różnych urządzeń, takich jak 5-biegunowy kabel zatrzaskowy elektrody DC 3,5 mm do 3,5 mm i długości 4,0 m lub stal nierdzewna wielokrotnego użytku [Płyta negatywna](#) z wtyczką Metal Lemo lub elektrodami innego typu i tak dalej na zamówienie

Jakość produktów gwarantowana przez ponad 12 miesięcy oraz zgodność z dyrektywą RoHS i certyfikatem

Firma Hemed posiada już certyfikat ISO 13485 Zarządzanie jakością wyrobów medycznych, ISO 9001 Rejestracja w zakresie międzynarodowego zarządzania jakością oraz ISO 14001 Rejestracja w zakresie systemu zarządzania środowiskowego i produktów przesłała pomyślnie raporty z testów UL, CQC, CE, SGS

Często zadawane pytania

P1: Czy mogę rozpocząć zamówienie próbne, zanim zamówię więcej?

Odp.: Jasne, Heymed zapewnia bezpłatną próbkę, jeśli mamy zapasy, za niestandardową próbkę należy zapłacić koszt konfiguracji. Jesteśmy wdzięczni za poproszenie nas o próbkę w celu sprawdzenia naszej jakości.

P2: Jakie metody płatności akceptujecie?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i akredytywa

P3: Jak radzi sobie Twoja fabryka w zakresie kontroli jakości?

Odp.: Jakość jest priorytetem. Dział kontroli jakości wraz z profesjonalnym specjalistą ds. zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od samego początku do samego końca. Nasza fabryka uzyskała uwierzytelnienie Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Itp

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które mi się podobają, na przykład wydrukować własne logo lub zmodyfikować projekt?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką zatrudniającą ponad 100 pracowników. Oferujemy usługę OEM/ODM. W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z nami lub naszym przedstawicielem handlowym.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Z jakiej usługi wysyłkowej skorzystasz dla moich produktów?

Odp.: Nasz czas realizacji wynosi około 2-4 tygodni i możemy zaoferować 12-miesięczną gwarancję od dostawy. Jako klienta używamy DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odpowiedź: Jasne. Z przyjemnością powitamy Cię w Dongguan i oprowadzimy po naszym miejscu pracy.