

Warunki handlowe: FOB shenzhen/Guangzhou/Hongkong

Zdolność produkcyjna: 1 000 000 sztuk miesięcznie

Płatność: T/T, Paypal, western union

Miejsce pochodzenia: Dongguan, Chiny

Czas dostawy: przykładowy czas realizacji 3-7 dni, produkcja masowa wynosi około 15-20 dni

Certyfikaty: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Wysyłka: drogą powietrzną, morską lub Fedex, DHL, UPS

MOQ: 500 SZT

---

### Specyfikacja:

Zapewnij niezawodny i dokładny stymulator elektrodowy dzięki naszym 5 przewodom [Zatrask żeński EKG 4,0 mm](#) na 5-pinowe [szpilka pogo](#) kabel z przewodem medycznym. Zaprojektowany z myślą o bezproblemowej łączności i trwałości, ten kabel jest niezbędnym elementem dla personelu medycznego i placówek opieki zdrowotnej.

### Cechy:

- **Zgodność:** Kompatybilny ze standardowym sprzętem EKG wyposażonym w 5-pinowe złącza pogo-pin.
- **Trwałość:** Wykonane z wysokiej jakości materiałów, zapewniające długotrwałe działanie w środowiskach medycznych.
- **Łatwość użycia:** Żeńskie złącza zatraskowe 4,0 mm bezpiecznie mocują się do przewodów elektrod, co ułatwia konfigurację i demontaż.
- **Precyzja:** Zapewnia wyraźną i stałą transmisję mocy dla dokładnych urządzeń do stymulacji TENS.
- **Długość:** obsługiwana długość niestandardowa odpowiednia do różnych konfiguracji monitorowania pacjenta.

**Aplikacje:** Idealny dla szpitali, klinik i gabinetów lekarskich wymagających niezawodnych rozwiązań do monitorowania EKG. Nadaje się do stosowania z szeroką gamą aparatów EKG i urządzeń do monitorowania pracy serca.

### Dane techniczne:

- **Typ złącza:** Żeńskie złącze EKG 4,0 mm z zatraskiem na 5-pinowym bolcu pogo
  - **Liczba odprowadzeń:** 5 odprowadzeń
  - **Długość kabla:** Długość standardowa 50 cm (długości niestandardowe dostępne na zamówienie)
  - **Materiał:** Wysokiej jakości materiały o jakości medycznej
-



Heymed Technology to wiodący chiński producent kabli EKG EKG, świadczący niestandardowe usługi w zakresie kabli medycznych. Heymed zawsze dokłada wszelkich starań, aby dostosować je do indywidualnych potrzeb, co zapewnia różne specyfikacje okablowania, kabel, niestandardową długość, liczbę odprowadzeń elektrod zatraskowych.

Jakość produktów gwarantowana przez ponad 12 miesięcy oraz zgodność z dyrektywą RoHS i certyfikatem

Firma Hemed posiada już certyfikat ISO 13485 Zarządzanie jakością wyrobów medycznych, ISO 9001 Rejestracja w zakresie międzynarodowego zarządzania jakością oraz ISO 14001 Rejestracja w zakresie systemu zarządzania środowiskowego i produktów przeszła pomyślnie raporty z testów UL, CQC, CE, SGS

---

## Często zadawane pytania

**P1: Czy mogę rozpocząć zamówienie próbne, zanim zamówię więcej?**

Odp.: Jasne, Heymed zapewnia bezpłatną próbkę, jeśli mamy zapasy, za niestandardową próbkę należy zapłacić koszt konfiguracji. Jesteśmy wdzięczni za poproszenie nas o próbkę w celu sprawdzenia naszej jakości.

**P2: Jakie metody płatności akceptujecie?**

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i akredytywa

**P3: Jak radzi sobie Twoja fabryka w zakresie kontroli jakości?**

Odp.: Jakość jest priorytetem. Dział kontroli jakości wraz z profesjonalnym specjalistą ds. zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od samego początku do samego końca. Nasza fabryka uzyskała uwierzytelnienie Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Itp

**P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które mi się podobają, na przykład wydrukować własne logo lub zmodyfikować projekt?**

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką zatrudniającą ponad 100 pracowników. Oferujemy usługę OEM/ODM. W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z nami lub naszym przedstawicielem handlowym.

**P5: Czas dostawy i gwarancja? Z jakiej usługi wysyłkowej skorzystasz dla moich produktów?**

Odp.: Nasz czas realizacji wynosi około 2-4 tygodni i możemy zaoferować 12-miesięczną gwarancję od dostawy. Jako klienta używamy DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS.

**P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?**

Odpowiedź: Jasne. Z przyjemnością powitamy Cię w Dongguan i oprowadzimy po naszym miejscu pracy.