

Parametry produktu

Nazwa produktu	6 -pinowy złącze męskie do otwartego drutu do maszyny fizykoterapii Dongguan ISO13485 Certyfikowany dostawca kabli medycznych
Złącze	6 Pin DIN Male Connector
Długość kabla	50 cm lub dostosowane
Kolor kabla	Biały czarny lub dostosowany
Funkcjonować	TENS EMS Transmisja/masażer EKG/EKG/EEG/EMG kabel adaptera
MOQ	500pcs


Wyprodukowane przez profesjonalną fabrykę kabli medycznych certyfikowanego ISO13485 w Dongguan w Chinach, ten 6-pinowy złącze męskie do otwartego kabla przewodowego zapewnia wydajność wysokiej samotności dla maszyn fizykoterapii, urządzeń rehabilitacyjnych i sprzętu do stymulacji nerwowo-mięśniowej.

Jako przykład naszej oferty produktów, zobacz nasze [Dostosowana 6,35 mm audio męska wtyczka do podwójnego 3,5 mm żeńskiego kabla Snap Cable z 2 przewodami](#)-Wysokiej jakości kabel terapii wytwarzany przez naszą fabrykę certyfikowaną przez Dongguan ISO13485 do zastosowań dziesiątki/EMS.

Precyzyjna wtyczka męska DIN zapewnia bezpieczny kontakt elektryczny, podczas gdy otwarty drut pozwala na wszechstronne połączenia i łatwe dostosowywanie. Korzystając z izolacji PVC klasy medycznej lub silikonowej, kabel oferuje trwałość, biokompatybilność i doskonałą elastyczność, idealne do częstego stosowania klinicznego.


Jako zaufany dostawca kabli medycznych Dongguan, dostarczamy niestandardowe rozwiązania, w tym długość kabla, miernika i konfigurację złącza, spełniające różnorodne wymagania OEM i ODM w zakresie zastosowań fizjoterapii i rehabilitacji. Na przykład produkujemy również [4-pinowy metalowy wtyczka Lemo w kształcie litery L do 316 kabel terapii ze stali nierdzewnej](#), w pełni konfigurowalne i certyfikowane w ramach ISO 13485, dostosowane do urządzeń terapeutycznych, takich jak dziesiątki, EMS i bioelektryczne systemy stymulacji.

Zdjęcie produktu:





Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

FAQ

P1: Czy mogę rozpocząć przykładowe zamówienie, zanim zamówię więcej?

Odp.: Jasne, HeyMED zapewnia bezpłatną próbkę, jeśli mamy zapas, dostosowana próbka musi zostać obciążona kosztem konfiguracji. Doceniamy, że poprosisz nas o próbkę, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i L/C

P3: Jak radzi sobie twoja fabryka w zakresie kontroli jakości?

Odp.: Jakość jest priorytetem. Dział QC z profesjonalnym specjalistą ds. Zapewnienia jakości przywiązuje do samego początku wielką wagę do kontroli jakości do samego początku. Nasza fabryka uzyskała uwierzytelnianie ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Itp

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które lubię, takie jak wydrukowanie własnego logo lub zmodyfikowanie projektu?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką z ponad 100 pracownikami. Oferujemy usługę OEM/ODM. Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Jakiej usługi wysyłki użyjesz do moich produktów?

Odp.: Nasz czas realizacji wynosi około 2-4 tygodni i możemy zaoferować 12-miesięczną gwarancję na dostawę. Używamy DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS jako klienta.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odp.: Jasne. Z przyjemnością witamy Cię w Dongguan i pokazujemy w naszym miejscu pracy. Nasza fabryka znajduje się na 3. miejscu. Podłoga, budynek A, nr 8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Chiny.