

# Parametry produktu

|                |                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu | CUSOMIZED 6 -PIL MAL MALE Złącze do 5 przewodów Elektrode 2,0 mm EKG Kabel EKG do maszyny fizykoterapii   Dongguan Medical Cable dostawca |
| Connector      | 6 -pinowy złącze męskie                                                                                                                   |
| Długość kabla  | 50 cm lub dostosowane                                                                                                                     |
| Kolor kabla    | Biały czarny lub dostosowany                                                                                                              |
| Funkcjonować   | TENS EMS Transmisja/masażer EKG/EKG/EEG/EMG kabel adaptera                                                                                |
| MOQ            | 500pcs                                                                                                                                    |

Wyprodukowane przez profesjonalnego dostawcę kabli medycznych certyfikowanego ISO13485 w Dongguan, Chin, to 6-pinowe złącze męczyzn do 5 przewodów EKG EKG 2,0 mm elektrody EKG jest zaprojektowane pod kątem niezawodnej wydajności fizykoterapii, rehabilitacji i elektroterapii.

Precyzyjne złącze męskie 6-pinowe zapewnia stabilny kontakt elektryczny z maszynami terapeutycznymi, podczas gdy 5 przewodów ołowiowych kończy się w standardowych szpilkach elektrod 2,0 mm, zapewniając szybkie i bezpieczne mocowanie do podkładek elektrod. Korzystając z izolacji PVC klasy medycznej lub silikonowej, kabel zapewnia doskonałą elastyczność, biokompatybilność i długą żywotność. W przypadku powiązanych rozwiązań możesz również zbadać nasze [Wtyczka żeńska DB15 do kabla elektrody 4,0 mm](#) Zaprojektowany do wielopoziomowych połączeń terapeutycznych.

## Kluczowe korzyści obejmują:

- **Stabilna transmisja sygnału:** Wysokiej jakości materiały przewodowe zmniejszają szum i utratę sygnału.
- **Bezpieczeństwo klasy medycznej:** Materiały izolacyjne spełniają międzynarodowe standardy biokompatybilności.
- **Wszechstronne aplikacje:** Kompatybilny z monitorowaniem EKG, urządzeniami rehabilitacyjnymi i sprzętem fizykoterapii.
- **Wsparcie OEM i ODM:** Rodzaje złącza, długości kabli i kolory można dostosować zgodnie z wymaganiami klienta.


Jako zaufany producent kabli medycznych Dongguan, zapewniamy nie tylko kable EKG, ale także szeroki zakres [elektrody klipsowe TVNS](#) oraz akcesoria terapii, aby zaspokoić różne potrzeby kliniczne i terapeutyczne.

## Zdjęcie produktu:





**Informacje o firmie. Przegląd**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer  
of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years  
of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved  
manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,  
medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

# FAQ

## **P1: Czy mogę rozpocząć przykładowe zamówienie, zanim zamówię więcej?**

Odp.: Jasne, HeyMED zapewnia bezpłatną próbkę, jeśli mamy zapas, dostosowana próbka musi zostać obciążona kosztem konfiguracji. Doceniamy, że poprosisz nas o próbkę, aby sprawdzić naszą jakość.

## **P2: Jakie metody płatności akceptujesz?**

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i L/C

## **P3: Jak radzi sobie twoja fabryka w zakresie kontroli jakości?**

Odp.: Jakość jest priorytetem. Dział QC z profesjonalnym specjalistą ds. Zapewnienia jakości przywiązuje do samego początku wielką wagę do kontroli jakości do samego początku. Nasza fabryka uzyskała uwierzytelnianie ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Itp

## **P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które lubię, takie jak wydrukowanie własnego logo lub zmodyfikowanie projektu?**

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką z ponad 100 pracownikami. Oferujemy usługę OEM/ODM. Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

## **P5: Czas dostawy i gwarancja? Jakiej usługi wysyłki użyjesz do moich produktów?**

Odp.: Nasz czas realizacji wynosi około 2-4 tygodni i możemy zaoferować 12-miesięczną gwarancję na dostawę. Używamy DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS jako klienta.

## **P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?**

Odp.: Jasne. Z przyjemnością witamy Cię w Dongguan i pokazujemy w naszym miejscu pracy. Nasza fabryka znajduje się na 3. miejscu. Podłoga, budynek A, nr 8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Chiny.