

Nazwa produktu	Niestandardowe gniazdo audio 3,5 mm do krwi z czujnikiem tlenu Kabel klipu Producent kabli medycznych Dongguan
aplikacja	Maszyna stymulacyjna, narzędzie fizykoterapii
długość	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm lub zwyczaj
kolor	Czarny, szary, biały, czarny i zwyczajowy
Materiał przewodnika	Miedź w puszkach
pakiet	Pakowane osobno


Wyprodukowany przez dostawcę kabli medycznych i fabrykę kabli medycznych ISO13485 w Dongguan w Chinach, ten gniazdo audio 3,5 mm do klipu tlenu we krwi jest zaprojektowane w celu niezawodnej wydajności sygnału w zastosowaniach o skokach i monitorowaniu pacjentów. Kabel wykorzystuje biokompatybilną kurtkę TPU lub PVC, aby zapewnić elastyczność, bezpieczeństwo i komfort do użytku klinicznego lub osobistego.

- **90 ° Prawa kąt 3,5 mm gniazdo audio do elektrody 4,0 mm EKG kabla ZAKAD EKG** -Ten kompaktowy kabel w stylu łokcia ma na jednym końcu gniazdo audio 3,5 mm 3,5 mm i złącze SNAP ECG 4,0 mm na drugim. To „S, ROHS, certyfikowany FCC, dostosowywany w długości 30 cm i kolor-odparty na ciasne przestrzenie lub bezstresowe połączenia w terapii lub urządzeniach monitorujących
- **Samozwańcze złącze metalumo 6 -PIN do DB9 SPO₂ CENTOR KABLE** - Ten ciężki, przedłużający kabel medyczny ma samozwańcze metalowe złącze lemo z interfejsem DB9, konfigurowalną długość i kolor medyczny

Klip tlenowy krwi (czujnik palców lub ucha) jest dostępny w rozmiarach dla dorosłych, pediatrycznych lub noworodków oraz obsługuje zarówno opcje wielokrotnego użytku, jak i jednorazowe. Złącze 3,5 mm jest kompatybilne z wieloma przenośnymi pulsoksymetrami, monitorami zdrowia i urządzeniami diagnostycznymi medycznymi.

Idealny do rozwiązań OEM/ODM, kabel ten można w pełni dostosować pod względem typów długości, koloru i złącza. Wspierany wieloletnim doświadczeniem jako elektrownia kablowa medyczna i sprzedawca w Dongguan, zapewniamy wysokiej jakości produkcję, szybkie czasy realizacji i globalne wsparcie B2B.





Certyfikacja i zgodność:

Kabel spełnia rygorystyczne standardy, aby zapewnić najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa w dziedzinie medycyny:

- **ISO 13485:** Certyfikacja zapewnia zgodność z międzynarodowymi standardami systemów zarządzania jakością sprzętu medycznego.
- **ISO 9001:** Upewnij się, że produkt jest wytwarzany w systemie zarządzania jakością dźwięku.
- **Zatwierdzenie FDA:** Produkt jest zarejestrowany w U.S. Food and Drug Administration i spełnia standardy urządzeń medycznych.
- **Certyfikacja CE MDR:** Zastosuj się do regulacji sprzętu medycznego UE (MDR) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności zastosowań medycznych.

Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

P1: Czy mogę rozpocząć przykładowe zamówienie przed zamówieniem więcej?

Odp.: Oczywiście Heymed zapewni bezpłatne próbki, a jeśli będziemy mieć zapasy, niestandardowe próbki będą wymagały kosztów instalacji. Dziękujemy za poproszenie nas o sprawdzenie naszej jakości próbek.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i L/C

Pytanie 3: Jak radzi sobie twoja fabryka w kontroli jakości?

Odpowiedź: Jakość jest preferowana. Dział QC z profesjonalnymi ekspertami ds. Zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od początku do końca. Nasza fabryka została certyfikowana przez ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ITP

Pytanie 4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować moje ulubione przedmioty, takie jak drukowanie własnego logo lub modyfikowanie mojego projektu?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką z ponad 100 pracownikami. Zapewniamy usługi OEM/ODM. Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Pytanie 5: Czas dostawy i gwarancja? Jakich usług transportowych użyjesz do wysyłania moich produktów?

Odp.: Nasz czas dostawy wynosi około 2-4 tygodni i możemy zapewnić 12-miesięczną gwarancję dostawy. Używamy DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS jako klientów.

Pytanie 6: Gdzie jest Twoja fabryka? Jak mam odwiedzić?

Odpowiedź: Oczywiście. Z przyjemnością witamy Cię w Dongguan i pokazujemy nasze miejsce pracy. Nasza fabryka znajduje się w trzeciej. Budynek A, nr 8, położony przy Kangyang 1st Street, Shebei Village, Dongguacheng, prowincja Guangdong, Chiny