

Parametry produktu:

Nazwa produktu	DosDosowane 10 -pinowe pin złącze magnetyczne do 10 przewodów 4,0 mm żeński kabel EKG EKG
złącze	3,5 mm/4,0 mm samica i pin pogo
Długość kabla	80 cm lub dostosowane
Kolor kabla	Biały, szary, czarny lub dostosowany
Funkcjonować	TENS EMS Transmisja/masażer EKG/EKG/EEG/EMG kabel adaptera
Minimalna ilość zamówienia	500pcs

Produkowany przez profesjonalnego dostawcę kabli medycznych certyfikowanego ISO w Dongguan w Chinach, ten kabel EKG łączy precyzyjną inżynierię z solidną wydajnością. Projekt magnetyczny Pogo Pin zapewnia bezpieczny kontakt, niski opór i spójna transmisja elektryczna, zmniejszając utratę sygnału podczas monitorowania.

Porady snapów żeńskich 4,0 mm są kompatybilne z wieloma podkładkami elektrod, zapewniając wszechstronność w szerokim zakresie EKG i urządzeń diagnostycznych. Izolacja PVC klasy medycznej lub silikonowej zapewnia elastyczność i biokompatybilność, zapewniając bezpieczne i komfortowe stosowanie podczas długoterminowego monitorowania pacjentów. Aby zapoznać się z konfiguracją wieloczynnikową lub wielokanałową, zobacz nasze [Kabel elektrody monitorowania EEG EEG EEG EKG](#)

Szukasz innych kompatybilnych kabli medycznych? Sprawdź nasze [9 -Pin Magnetyczne złącze sprężynowe do zacisku okrągłego pierścienia 2,0 mm z 5 drutem ołowiowym](#) Aby uzyskać więcej opcji.

Cechy:


- Nazwa produkcyjna: 4pin Pogo szpilka do elektrody 4,0 mm snap 3 prowadzi przewodniczy kabel EKG EKG
- Złącze 1: 4pin pogo pin złącze męskie
- Złącze 2: 4,0 mm EKG Snap
- Kolor kabla: czarny, biały, szary
- Snap Formy Wnieganie Kolor: czerwony, niebieski, zielony, biały.
- Heymed położony w Dongguan, [ISO 13485 i ISO 9001 Certyfikowany zespół kabla CUSOM](#), Możemy wyprodukować kabel ZAKAŻNY EKG, płytkę nagoetyczną i inne zespoły kablowe, kliknij [Dongguan Ecg Medical Cable](#) to Dowiedz się więcej.

Zdjęcia produktu:





Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

P1: Czy mogę rozpocząć przykładowe zamówienie przed zamówieniem więcej?

Odp.: Oczywiście Heymed zapewnia bezpłatne próbki, jeśli mamy je w magazynie, niestandardowe próbki wymagają opłat za instalację. Dziękujemy za poproszenie nas o próbki, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i L/C

P3: Jak robi Twoja fabryka pod względem kontroli jakości?

Odpowiedź: Jakość jest priorytetem. Dział QC z profesjonalnymi ekspertami ds. Zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od początku do końca. Nasza fabryka uzyskała certyfikat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ITP

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które lubię, takie jak drukowanie własnego logo lub modyfikowanie projektu?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką z ponad 100 pracownikami. Zapewniamy usługi OEM/ODM. Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Jakiej usługi wysyłki użyjesz do wysyłki mojego produktu?

Odp.: Nasz czas dostawy wynosi około 2-4 tygodni i możemy udzielić 12-miesięcznej gwarancji dostawy. Używamy DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS jako klientów.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odpowiedź: Oczywiście. Z przyjemnością witamy Cię w Dongguan i pokazujemy nasze miejsce pracy. Nasza fabryka znajduje się w trzeciej. Building A, nr 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Prowincja Guangdong, Chiny