

Parametry produktu

Nazwa produktu	Dostosowywany 2 -pinowy wtyczka lemosta do kabla typu pin z elektrodą 2,0 mm z 2 przewodami ołowiu Dongguan ISO13485 Producent kabli medycznych
Złącze	Plastikowe złącze lemowe, pin z elektrodą 2,0 mm
Długość kabla	1M lub dostosowane
Kolor kabla	Czarny lub dostosowany
Urządzenia stosowane	EEG, EKG, EMG
Funkcjonować	Sygnał przenoszący
MOQ	100pcs

Produkowana przez dostawcę kabla medycznego ISO13485 w Dongguan w Chinach, ta dostosowana plastikowa wtyczka 2pin Lemo do podwójnego kabla szpilki 2,0 mm jest zaprojektowana do precyzyjnego i bezpiecznego dostarczania sygnału w urządzeniach terapeutycznych i diagnostycznych, takich jak dziesiątki, EMS, ECG i EMG.

Złącze plastikowe kompatybilne z lemo zapewnia niezawodne dopasowanie ze standardowym sprzętem medycznym, podczas gdy podwójne zaciski pinu elektrody 2,0 mm zapewniają szeroką kompatybilność z podkładkami elektrod. Zbudowany z elastycznym TPU lub trwałym PCV, kabel oferuje doskonałą wytrzymałość na rozciąganie i komfort pacjenta.

Dla użytkowników wymagających łączności w stylu audio-Jack, nasz [DC2.35 mm męski wtyczka do podwójnej elektrody 3,5 mm żeński kabel knotopowy](#) Zapewnia kompaktowe i wydajne rozwiązanie dla urządzeń TENS/EMS, dostępne w standardowej długości 30 cm z opcjami niestandardowymi

Chcesz zintegrować się z nowoczesnymi urządzeniami USB - C? Oferujemy również [USB -C MĘŻCZYZNA DO KABLA ELEKTRODU SAMOWEGO 4,0 mm z silikonowym haczykiem](#), zawierający bezpieczny silikonowy harch i trwałą konstrukcję - idealne do konfiguracji monitorowania EKG/EMG

Niezależnie od tego, czy „wybierasz ustalone opcje, czy planujesz w pełni dostosowane zespoły, nasza fabryka Dongguan zapewnia konsekwentną jakość i wydajność poparte certyfikatem ISO13485.


.

Zdjęcie produktu:





Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

P1: Czy mogę rozpocząć przykładowe zamówienie, zanim zamówię więcej?

Odp.: Jasne, HeyMED zapewnia bezpłatną próbkę, jeśli mamy zapas, dostosowana próbka musi zostać obciążona kosztem konfiguracji. Doceniamy, że poprosisz nas o próbkę, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i L/C

P3: Jak radzi sobie twoja fabryka w zakresie kontroli jakości?

Odp.: Jakość jest priorytetem. Dział QC z profesjonalnym specjalistą ds. Zapewnienia jakości przywiązuje do samego początku wielką wagę do kontroli jakości do samego początku. Nasza fabryka uzyskała uwierzytelnianie ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Itp

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które lubię, takie jak wydrukowanie własnego logo lub zmodyfikowanie projektu?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką z ponad 100 pracownikami. Oferujemy usługę OEM/ODM. Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Jakiej usługi wysyłki użyjesz do moich produktów?

Odp.: Nasz czas realizacji wynosi około 2-4 tygodni i możemy zaoferować 12-miesięczną gwarancję na dostawę. Używamy DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS jako klienta.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odp.: Jasne. Z przyjemnością witamy Cię w Dongguan i pokazujemy w naszym miejscu pracy. Nasza fabryka znajduje się na 3. miejscu. Podłoga, budynek A, nr 8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Chiny.