

Parametry produktu

Nazwa produktu	Dostosowana plastikowa wtyczka Lemo 5pin do 4,0 mm żeńska elektrodowe złącze Złącze EKG Kabel EKG do monitorowania medycznego Producent Dongguan
Złącze	Plastikowe złącze lemo, 4,0 mm EKG Kobietowy przycisk Snap
Długość kabla	1M lub dostosowane
Kolor kabla	Szary lub dostosowany
Urządzenia stosowane	EEG, EKG, EMG
Funkcjonować	Sygnał przenoszący
MOQ	100pcs

Nasza plastikowa wtyczka Lemo 5pin do kabla elektrody SNAP ECG 4,0 mm jest zaprojektowana w celu niezawodnej wydajności w zastosowaniach diagnostycznych i monitorowania medycznego, takich jak systemy EKG, EMG lub Biofeedback. Plastikowe złącze w stylu lemo zapewnia bezpieczny i precyzyjny interfejs z urządzeniem monitorującym, podczas gdy złącze SNAP 4,0 mm zapewnia szeroką kompatybilność z podkładkami do elektrod wielokrotnego użytku lub jednorazowego użytku. Dla osób poszukujących alternatywnych konfiguracji nasze [USB typu C do 4,0 mm żeński kabel kasowy z 2 przewodami przewodowymi](#) (Zaprojektowany dla kompaktowych urządzeń o zwiększonej trwałości) i [6Pin Lemo Plastic Cyp do podwójnego złącza Elektrody magnetycznej 3,5 mm z 2 przewodami ołowianymi](#) (odpowiednie dla wielokanałowych systemów monitorowania) są również popularnymi wyborami, oba wyprodukowane z tymi samymi standardami jakości certyfikowanej ISO13485.


Wyprodukowana w Dongguan w Chinach nasza fabryka certyfikowanej ISO13485 utrzymuje ścisłą kontrolę jakości, aby zaspokoić wymagania globalnych rynków opieki zdrowotnej. Obsługujemy usługi OEM/ODM w celu dostosowywania typów złącza, długości kabla, koloru, etykietowania i opakowania. Ten produkt jest szeroko stosowany w szpitalach, klinikach, domowych urządzeniach zdrowotnych i laboratoriach badawczych.

Zdjęcie produktu:





Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

P1: Czy mogę rozpocząć przykładowe zamówienie, zanim zamówię więcej?

Odp.: Jasne, HeyMED zapewnia bezpłatną próbkę, jeśli mamy zapas, dostosowana próbka musi zostać obciążona kosztem konfiguracji. Doceniamy, że poprosisz nas o próbkę, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i L/C

P3: Jak radzi sobie twoja fabryka w zakresie kontroli jakości?

Odp.: Jakość jest priorytetem. Dział QC z profesjonalnym specjalistą ds. Zapewnienia jakości przywiązuje do samego początku wielką wagę do kontroli jakości do samego początku. Nasza fabryka uzyskała uwierzytelnianie ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Itp

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które lubię, takie jak wydrukowanie własnego logo lub zmodyfikowanie projektu?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką z ponad 100 pracownikami. Oferujemy usługę OEM/ODM. Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Jakiej usługi wysyłki użyjesz do moich produktów?

Odp.: Nasz czas realizacji wynosi około 2-4 tygodni i możemy zaoferować 12-miesięczną gwarancję na dostawę. Używamy DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS jako klienta.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odp.: Jasne. Z przyjemnością witamy Cię w Dongguan i pokazujemy w naszym miejscu pracy. Nasza fabryka znajduje się na 3. miejscu. Podłoga, budynek A, nr 8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Chiny.